



Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins-le-Bretonneux

Tél. : +33 1 30 05 34 00
Fax : +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr



Fiche technique

Chemise patient

Référence(s)

| Référence | Manches | Dimensions | Dimensions (Longueur x Largeur) |
|----------------|-----------------|------------|---------------------------------|
| NONE27046 | Sans manches | L | 114x139 cm |
| NONE27046XL | Sans manches | XL | 119x152 cm |
| NONE27046SL | Manches courtes | L | 114x139 cm |
| NONE27046SLXL | Manches courtes | XL | 119x152 cm |
| NONE27046SL2XL | Manches courtes | 2XL | 119x160cm |

Description

Chemise patient avec liens à la taille et au cou, bleu

Matière(s)

Polypropylène (SMS), 35 g/m²

Conditionnement

50 unités par carton

Emballage

5 sacs en polyéthylène contiennent l'ensemble des unités dans un carton

Fabricant légal

Medline International France SAS
EN ISO 9001

Réglementation

Ce produit n'est pas un dispositif médical – Produit de Commodité

