



Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux
France
Tél. : +33 1 30 05 34 00
Fax : +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr



Fiche technique

Visière de protection à usage unique avec une sangle élastique souple

Référence(s)

NONEFS500

Description

Visière de protection intégrale (22 cm), à usage unique, avec sangle en mousse élastique, film protecteur pelable pour protéger des rayures et des salissures.
Destiné à protéger contre les gouttelettes ou les éclaboussures de liquides.
Pour une application médicale générale

Matière(s)

Coque oculaire: Polyester transparent
Coussinet frontal: Mousse en PU
Adhésif du coussinet frontal: PSA
Bandeau élastique: Élastique tissé de qualité médicale, blanc

Conditionnement

96 unités par carton

Packaging

Toutes les unités sont emballées dans un carton

Fabricant légal

Tecman Specialty Materials Ltd – EN ISO 9001:2015

Réglementation

Conforme à la Réglementation des Equipements de Protection Individuelle 2016/425 - Catégorie d'EPI:
Catégorie II
En conformité avec les normes/spécifications techniques listées dans la norme EN 166 : 2001 clauses 6.1-6.3, 7.1.1, 7.1.2.1-7.1.2.3, 7.1.3, 7.1.5.1, 7.1.7 et 7.2.4

Veuillez consulter l'étiquette et le mode d'emploi (le cas échéant) avant d'utiliser le produit.



Sans latex

© 2022 Medline Industries LP ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.
TDS-Face_Shield_NONEFS500-FR04