



**Medline International France SAS**

2 rue René Caudron  
78960 Voisins le Bretonneux  
Tel : 01 30 05 34 00  
Fax : 01 30 05 34 52

[www.medline.com/fr](http://www.medline.com/fr)



## Fiche Technique

## TUBULURE RENFORCEE Pour connexion bocal/source de vide

**Référence(s)**

TUBVAC

**Description**

- Tubulure renforcée permettant de résister aux fortes dépressions permanente.
- Conseillée pour la connexion du bocal à la source de vide.
- Sa résistance évite à la tubulure de plicaturer et/ou de collaber.
- Tubulure réutilisable en accord avec les protocoles internes de l'établissement.
- Longueur : 30 m
- Diamètre interne : 8 mm

**Matière(s) utilisée(s)**

PVC contenant du DEHP  
Sans Latex

**Conditionnement**

1 unité par carton

**Stérilisation**

Non stérile

**Fabriquant**

Medline International France

**Réglementaires**

Conforme à la directive du dispositif médical 93/42 / EEC.  
Classe du dispositif : I non stérile

