



Le **Sérum Physiologique NaCl 0,9% HAPPYPHARM** est idéal pour le lavage de nez et des irrigation externes adolescents et adultes.

COMPOSITION

Eau purifiée, Chlorure de sodium

Sa composition fait qu'il est parfaitement toléré par le corps et peut être utilisé sur les adultes et les enfants.

CARACTÉRISTIQUES

Usage externe. Pour irrigation uniquement. Ne pas injecter.

EMBALLAGE INDIVIDUEL

Capacité : 500 ml

Flacon en PET, reducteur et bouchon avec joint d'étanchéité, étiqueté

Hauteur : 16 cm

Diamètre : 7,4 cm

Conditionné dans un carton de 20 bouteilles



Fiche Technique – Mouche-Bébé

- **Nom du produit** : SERINGUE NASALE BEBE
- **Référence produit** : REF 38 -CLASSIQUE SERINGUE NASALE BEBE ALLPHARM
- **Marque** : ALLPHARM
- **Catégorie** : Soins pour bébés

Description du produit

Le mouche-bébé permet de dégager facilement et rapidement les voies nasales des bébés en toute sécurité. Conçu pour un usage domestique, il permet aux parents de soulager efficacement la congestion nasale de leur enfant.

Caractéristiques Techniques

- **Type** : Manuel

- **Matière** : Silicone sans BPA
- **Âge recommandé** : 4+ mois

Fonctionnalités

- **Ergonomique** : Poignée facile à tenir pour les parents
- **Embouts** : Souple et flexible pour ne pas irriter les narines du bébé
- **Nettoyage facile** : Toutes les pièces démontables et lavables
- **Hygiénique** : silicone stérilisable
- **Mode d'aspiration** : Manuel par pression

Utilisation

- Positionner l'embout dans la narine du bébé.
- Aspiration manuelle

Entretien

- Stérilisation à l'eau chaude (pour les embouts)
- Nettoyage à l'eau savonneuse pour le corps du mouche-bébé