



Fiche Technique – Mouche-Bébé

- **Nom du produit** : SERINGUE NASALE BEBE
- **Référence produit** : REF 38 -CLASSIQUE SERINGUE NASALE BEBE ALLPHARM
- **Marque** : ALLPHARM
- **Catégorie** : Soins pour bébés

Description du produit

Le mouche-bébé permet de dégager facilement et rapidement les voies nasales des bébés en toute sécurité. Conçu pour un usage domestique, il permet aux parents de soulager efficacement la congestion nasale de leur enfant.

Caractéristiques Techniques

- **Type** : Manuel

- **Matière** : Silicone sans BPA
- **Âge recommandé** : 4+ mois

Fonctionnalités

- **Ergonomique** : Poignée facile à tenir pour les parents
- **Embouts** : Souple et flexible pour ne pas irriter les narines du bébé
- **Nettoyage facile** : Toutes les pièces démontables et lavables
- **Hygiénique** : silicone stérilisable
- **Mode d'aspiration** : Manuel par pression

Utilisation

- Positionner l'embout dans la narine du bébé.
- Aspiration manuelle

Entretien

- Stérilisation à l'eau chaude (pour les embouts)
- Nettoyage à l'eau savonneuse pour le corps du mouche-bébé