

# ROLLZ MOTION ELECTRIC

Combinaison de rollator et fauteuil roulant électrique



## Rollz Motion electric

■ N°Nomenclature: 110474

**Un déambulateur, chaise de transport et fauteuil roulant électrique, 3-en-1 polyvalent**

- Facilement pliable
- Pneus à air à faible vibration (roues arrières)
- Assistance tierce personne électrique
- 3 en 1; porte kit, porte-canne et porte sac inclus dans le prix

N°ARTICLE: 2010RE0001

## FICHE TECHNIQUE

- Poids: 26 kg (22,6 kg + 3,4 kg kit fauteuil roulant)
- Dim. lo/la/h déambulateur: 71 x 74 x 88-99 cm
- Dim. lo/la/h fauteuil: 110 x 74 x 91-96 cm
- Dim. de l'assise: 55 x 42 x 45 cm
- Dimensions lors du pliage: 71 x 44 x 90 cm
- Poids utilisateur max: 100 kg
- Autonomie: 15 km
- Vitesse max: 6 km/h
- Longueur en mode fauteuil: 110 cm



## ACCESSOIRES



**RM Electric extra backup battery**

N°ARTICLE: 1020RE0002



**RM Electric Conversion Kit**

(Si vous possédez déjà d'un Rollz Motion, vous pouvez le convertir en électrique avec ce kit)

Compris l'installation et le transport (2 roues pneumatiques et 2 roues pleines dans le kit)

N°ARTICLE: 1020RE0001



Tous les accessoires du Rollz Motion sont également compatibles avec le Rollz Motion Electric, sauf indication contraire

# Mobio®

aides ergonomiques & design

Hillarestraat 20  
9160 Lokeren

info@mobio.be  
www.mobio.be

TEL 09 328 77 23  
TVA BE0599 878 088

BANQUE BE06 0017 5063 8822  
GEBABEBB