

ROLLZ MOTION ELECTRIC

Combinaison de déambulateur et fauteuil roulant électrique



FICHE TECHNIQUE

- Poids : 26kg (22,6 kg + 3,4 kg kit fauteuil roulant)
- Dim. lo/la/h déambulateur : 71 x 74 x 88-99 cm
- Dim. lo/la/h fauteuil : 110 x 74 x 91-96 cm
- Dim. de l'assise : 55 x 42 x 45 cm
- Dimensions lors du pliage : 71 x 44 x 90 cm
- Poids utilisateur max. : 100 kg
- Autonomie : 15km
- Vitesse max. : 6km/h



Rollz Motion electric

■ Nr d'article: 2010RE0001

Un déambulateur, chaise de transport et fauteuil roulant électrique, 3-en-1 polyvalent

- Facilement pliable
- Pneus à air à faible vibration
- Assistance tierce personne électrique



RM electric Kit de Conversion

Compris l'installation et le transport (4 roues pneumatiques dans le kit)

■ Nr d'article: 1020RE0001

Mobio®

aides ergonomiques & design

Hillarestraat 20
9160 Lokeren

info@mobio.be
www.mobio.be

TEL 09 328 77 23
FAX 09 296 11 05

BANQUE BE06 0017 5063 8822 | GEBABEBB
TVA BE0599 878 088