

ROLLZ MOTION

Rollator et fauteuil roulant en un appareil



Rollz Motion

(livré avec 3 en 1: porte kit, porte-canne et porte sac)

■ Poids: 11,6 kg + 3,4 kg



N°ARTICLE: 2010RM0020 (BLANC - PEBBLE WHITE)
 N°ARTICLE: 2010RM0021 (BLEU - ISLAND BLUE)
 N°ARTICLE: 2010RM0022 (NOIR - MATT BLACK)
 N°ARTICLE: 2010RM0023 (POURPRE - MATT DARK PURPLE)
 N°ARTICLE: 2010RM0025 (ROSE - CANDY PINK)

Taille Basse - Small (5 cm plus bas):

N°ARTICLE: 2011RM0021 (BLEU - ISLAND BLUE - SMALL)
 N°ARTICLE: 2011RM0022 (NOIR - MATT BLACK - SMALL)

FICHE TECHNIQUE	Standard	Small
■ Hauteur des poignées	87-98 cm	82-94 cm
■ Hauteur de l'assise	55 cm	50 cm
■ Largeur	65,5 cm	
■ Largeur de l'assise	45 cm	
■ Longueur	63 cm	
■ Profondeur de l'assise	42 cm	
■ Poids supporté	125 kg	
■ Poids	11,6 kg + 3,4 kg	
■ Diamètre des roues	30 cm arrière et 20 cm avant	
■ Lo/H/La sac de course	42/35/20 cm	
■ Contenu sac de course	20 l	
■ Charge max sac de course	10 kg	
■ Longueur en mode fauteuil	110 cm	



Rollz Motion Performance

(Livré avec le sac sous le siège et le kit 3 en 1: portecanne, porte kit et porte sac)

■ Pneus gonflables (roues arrières)

■ Poids: 11,6 kg + 3,4 kg

N°ARTICLE: 2010RM0014 (VERT - JUNGLE GREEN)
 N°ARTICLE: 2010RM0030 (ROUGE - RUBY RED)

Taille Basse - Small (5 cm plus bas):

N°ARTICLE: 2011RM0014 (VERT - JUNGLE GREEN - SMALL)
 N°ARTICLE: 2011RM0030 (ROUGE - RUBY RED - SMALL)

