

CARBON ULTRALIGHT

Rollator en carbone ultra léger

Carbon Ultralight

(sac "Weekend" ou "Organiser" inclus dans le prix)

AVEC GRAND SAC (WEEKEND)



Couleurs disponibles:



NOIR AVEC GRAND SAC
STANDARD: 5713504001101
LARGE: 5713504000289

NOIR AVEC PETIT SAC
STANDARD: 5713504000142
LARGE: 5713504000203
COMPACTE: 5713504001644



ROUGE AVEC GRAND SAC
STANDARD: 5713504001125
LARGE: 5713504000302

ROUGE AVEC PETIT SAC
STANDARD: 5713504000166
LARGE: 5713504000272
COMPACTE: 5713504001668



BLANC AVEC GRAND SAC
STANDARD: 5713504001118
LARGE: 5713504000296

BLANC AVEC PETIT SAC
STANDARD: 5713504000159
LARGE: 5713504000265
COMPACTE: 5713504001651



BLEU AVEC GRAND SAC
STANDARD: 5713504002825
LARGE: 5713504002863

BLEU AVEC PETIT SAC
STANDARD: 5713504002801
LARGE: 5713504002849
COMPACTE: 5713504002887

AVEC PETIT SAC (ORGANISER)



VERT AVEC GRAND SAC
STANDARD: 5713504002832
LARGE: 5713504002870

VERT AVEC PETIT SAC
STANDARD: 5713504002818
LARGE: 5713504002856
COMPACTE: 5713504002894



OR CHAMPAGNE AVEC GRAND SAC
STANDARD: 5713504004584
LARGE: 5713504004669

OR CHAMPAGNE AVEC PETIT SAC
STANDARD: 5713504004560
LARGE: 5713504004645
COMPACTE: 5713504004683



ROSE PASTEL AVEC GRAND SAC
STANDARD: 5713504004188
LARGE: 5713504004065

PASTEL ROSE AVEC PETIT SAC
STANDARD: 5713504004140
LARGE: 5713504004102
COMPACTE: 5713504004027



BLEU PASTEL AVEC GRAND SAC
STANDARD: 5713504004195
LARGE: 5713504004072

PASTEL BLEU AVEC PETIT SAC
STANDARD: 5713504004157
LARGE: 5713504004119
COMPACTE: 5713504004034

- Ultra léger
- Poignées ergonomiques vers l'avant pour marcher plus proche du rollator
- Facile à replier à une main
- Pneus en PUR absorbant les chocs
- Très maniable
- Pratique sur terrain accidenté
- Disponible en taille large
- Disponible en cinq couleurs

FICHE TECHNIQUE	Standard	Large	Compacte
■ Poids	4,8 kg		
■ Largeur x profondeur	62 x 67	67 x 67	60 x 67
■ Hauteur des poignées	80-95	80-95	78-90
■ Hauteur de l'assise	61 cm	61 cm	57 cm
■ Largeur de l'assise	42 cm	47 cm	41 cm
■ Poids max	130 kg		
■ Diamètre des roues	20 cm		
■ Largeur pliée	25 cm		


ACCESSOIRES



Sangle dorsale
STANDARD: 5713504000319
LARGE: 5713504000111



Porte-canne
N°ARTICLE:
GAUCHE: 5713504000555
DROITE: 5713504000128



Grocery Bag
N°ARTICLE: 5713504000210
■ La/Lo/H: 37,5/12/34



Weekend Bag
N°ARTICLE: 5713504000586
■ La/Lo/H: 38/17/35



Organiser Bag
STANDARD: 5713504000548
LARGE: 5713504000098
■ La/Lo/H: 35-39/10,5/20



Touch up pen
N°: 5713504002016 (NOIR)
N°: 5713504002030 (BLANC)
N°: 5713504002023 (ROUGE)
N°: 5713504003242 (BLEU)
N°: 5713504003259 (VERT)
N°: 5713504004201 (ROSE P.)
N°: 5713504004218 (BLEU P.)
N°: 5713504004591 (OR CH.)



Housse de transport
N°ARTICLE: 5713504001590



Porte-gobelet
N°ARTICLE: 5713504004829



Elastique de verrouillage
N°ARTICLE: 5713504001927