

ATTO

Scooter élégant et pliable



Scooter ATTO

N°ARTICLE: AT01-101-B2-0



Scooter ATTO Sport

N°ARTICLE: AT02-100-B2-0

- Très léger à transporter, possibilité de le séparer en deux
- Il a une position **"trolley"** pour le déplacer en mode compact
- Moteur unique sans brosses
- Le scooter le **plus compact** du monde quand il est plié
- Davantage de place entre le scooter et le sol, pour plus de confort sur **terrain accidenté**
- Chaise réglable en hauteur, quatre positions différentes
- **Cercle de braquage très court** grâce aux trois roues
- Batterie facile à enlever
- Design élégant

FICHE TECHNIQUE	ATTO standard	ATTO sport
■ Dimensions ouvert Lo/La/H	120 / 56 / 90	
■ Dimensions fermé Lo/La/H	39 / 42 / 72	
■ Poids	16 kg + 14 kg	
■ Poids utilisateur max.	120 kg	
■ Degré de montée max.	6°	
■ Hauteur de l'assise	40 - 60 cm	
■ Dimensions de l'assise	37 / 37	
■ Temps de recharge	4 h	
■ Autonomie	20 km	
■ Vitesse max.	6,4 km/h	10 km/h
■ Suspension dans les roues	non	oui
■ Finition	++	+++
■ Clé de verrouillage	non	oui

Mobio[®]
aides ergonomiques & design