

FICHE TECHNIQUE

Suprem Light Normal

LSFE3131-07



DIMENSIONS

Longueur totale
Largeur totale
Longueur tampon
Largeur tampon
Entre jambe total
Entre jambe tampon
Pliage

CIBLE

280 mm
100 mm
255 mm
80 mm
95 mm
75 mm
3

TOLERANCE

+/- 10 mm
+/- 5 mm
+/- 10 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/- 5 mm

Poids total

CIBLE

16 g

TOLERANCE

+/- 5%

COMPOSITION

Pâte fluff
Voile intérieur
Enveloppe extérieure
Elastiques entre jambe
SAP
Papier siliconé
Colle de positionnement
Voile d'acquisition

100% fibres cellulosiques
polypropylène hydrophile
complexe PP/PE respirable
2x2 fils
polyacrylate de sodium (odour control)
imprimé bleu
pavé de 200 mm x 35 mm
complexe PET/PP bleu

Fabriqué en Europe

PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948

ABSORPTION

370 ml

TOLERANCE

+/- 10%

CONDITIONNEMENT

Sachet
Carton
Palette

28 produits
12 sachets
45 cartons

EANs :

3543160313131
1 354316031315 2

Tous nos produits sont testés sont hypoallergéniques, sans latex et portent un marquage CE.



Ontex