

FICHE TECHNIQUE : DECHETS MEDICAUX		
Désignation :	Fût DASRI 60L avec obturateur	
Gamme :	SANICONTAINER	
Réf. STIL'eco : ST06060	Date : 13/11/2019	

		Dimensions extérieures (en mm) : 400x330x680
		Poids à vide : 2.1 kg Masse brute maximale : 30kg Normes : Conforme aux normes NF ISO 23907, NF X30 511, NF X30 505, à l'arrêté DGS du 24/11/2009. Homologué ADR Caractéristiques : Conteneur en polypropylène de grande résistance avec couvercle blanc sur charnière avec obturateur.

Composition : Kit de 2 pièces Pièce 1 : Fût en polypropylène Pièce 2 : Couvercle blanc avec ouverture sur charnière
--

Conditionnement : Sur palette, couvercles séparés. 80 x 120 x 180 : 108 pcs / palette 100 x 120 x 200 : 198 pcs / palette
--

Description : Fût en PP de grande résistance physique et chimique avec couvercle blanc avec obturateur sur charnière permettant une ouverture libre pour le remplissage. Verrouillage étanche, temporaire et définitif par vissage. Produit conforme en terme de marquage réglementaire à l'arrêté DGS du 24/11/2003 et aux normes NF X30511 et 505, avec étiquette de danger, N°ONU, limite de remplissage ;
--

Agrément ADR : 3H2 / Y30 / S / - / F / BVT / 31918 / PLAZUR