

FICHE TECHNIQUE :	Déchets Médicaux		
Désignation :	Mini-collecteur 0.6L		
Gamme :	Mini		
Référence	ST07004	Date : 07/11/2019	

	Dimensions : 117 x 73 x 125 mm Poids : 91 gr Matière : PP Volume total : 0.63L / Volume de remplissage : 0.51L Couleurs : Jaune et blanc Résistances : Perforation et chute Caractéristiques : Fermetures provisoire et définitive / Autoclavable à 134°C pendant 18 minutes
---	--

	Conforme aux normes : NF EN ISO 23907-1 : 2019 Titulaire du label NF 302 (délivré par le LNE) Homologué UN 3291 (transport des marchandises dangereuses)	
---	--	---

Composition : Kit 2 pièces	Codes GTIN	
Pièce 1 : Cuve 0,6L, jaune avec étiquette 0.6L Pièce 2 : Couvercle blanc avec trappe Remarque : Ensemble couvercle/trappe, à assembler sur la cuve par l'utilisateur.	GTIN Collecteur :  3 701206 500000	GTIN Carton :  3 701206 500109

Conditionnement :	
Nombre de pièces par carton : 80 pièces Dimensions carton en mm : 600 x 300 (h) x 400 Poids du carton : 8.5 kg	Nombre de pièces par palette : 2240 pièces Dimensions palette en mm : 800 x 1200 x 2200 (h) Nombre de cartons par palette : 28 cartons Poids palette : 247 kg

Description :
<ul style="list-style-type: none"> - Boîte en PP composée d'une cuve, d'un couvercle avec trappe à ouverture/fermeture mono manuelle provisoire et définitive avec système inviolable ; - Le couvercle est équipé d'une gouttière de sécurité ; il possède une large ouverture (50x35mm) et des opercules de désolidarisation d'aiguilles, notamment un opercule spécialement conçu pour les embouts de stylos à insuline/adrénaline.

Accessoires / Options
<ul style="list-style-type: none"> - Plateau de soins : Réf ST04090 / Il permet d'apporter le collecteur au plus près du patient. - Support plan ventouses mini : Réf. ST04097 / Fixation sur plan (paillasse), grâce à 4 ventouses. - Support chariot universel : Réf. ST04096 / Adapté à tous les collecteurs STIL'eco - Support chariot universel avec crochet : Réf ST04096C / Adapté à tous les collecteurs STIL'ECO



ST04090



ST04097



ST04096



ST04096C