FICHE TECHNIQUE: **DECHETS MEDICAUX** 

Mini-collecteur 0.8L Désignation:

STIL'ECO ESSENTIA Gamme:

Réf. STIL'eco: ST07005 (B) Date: 07/11/2019













Dimensions: (L) 116 x (l) 74 x (h) 165 mm

112 gr Poids: Matière: PP Volume total: 0.82L Volume de remplissage : 0.69L

Couleurs: Jaune et blanc Résistances : Perforation et chute Normes: NF EN ISO 23907,

NF X30-511, NF302 et ADR UN3291

Caractéristiques : Fermetures provisoire et définitive / Autoclavable à 134°C pendant 18 minutes

Composition: Kit 2 pièces

Pièce 1: Cuve 0,8L, jaune avec étiquette 0.8L

Couvercle blanc avec trappe Pièce 2: Remarque: Ensemble couvercle/trappe, à assembler sur la cuve par l'utilisateur.

**CODES GTIN** 

GTIN Collecteur:



GTIN Carton:



Conditionnement:

**Dimensions carton:** 600x300(h)x400 mm Quantité par carton : 65 kits Poids carton: 8.3 kg **Dimensions palette:** 1200x800x2200 mm Quantité par palette : 1820 kits Poids palette: 242 kg

Nombre de cartons par palette: 28

## **Description:**

- Boîte en PP composée d'une cuve, d'un couvercle avec trappe à ouverture/fermeture mono manuelle provisoire et définitive avec système inviolable ;
- Le couvercle est équipé d'une gouttière de sécurité : il possède une large ouverture (50x35mm) et des opercules de désolidarisation d'aiguilles, notamment un opercule spécialement concu pour les embouts de stylos à insuline/adrénaline.

## Accessoires / Options:

Support chariot fil inox rotatif: Réf ST04070 / pour tubes verticaux.

Réf ST04090 / Il permet d'apporter le collecteur au plus près du patient. Plateau de soins :

Support plan ventouses mini: Réf. ST04097 / Fixation sur plan (paillasse), grâce à 4 ventouses.

Support chariot universel: Réf. ST04096 / Adapté à tous les collecteurs STIL'eco

Support équerre avec système d'accroche horizontal et vertical (MINI): Réf. ST04122P

Support équerre pour chariot modulaire (MINI): Réf: ST04122



Support chariot fil inox rotatif



Plateau de soins



Support plan ventouses mini



Support chariot universel



Support équerre avec système d'accroche horizontal et vertical (MINI)



Support équerre pour chariot modulaire (MINI)