


<b>FICHE TECHNIQUE :</b>	<b>Déchets Médicaux</b>		
Désignation :	<b>Mini-collecteur 1.2L</b>		
Gamme :	<b>Mini</b>		
Référence	<b>ST08008</b>	Date : 29/09/2023	



**Dimensions :** 117 x 73 x 225 mm

**Poids :** 125 gr

**Matière :** PP

**Volume total :** 1.13L / **Volume de remplissage :** 0.93L

**Couleurs :** Jaune et blanc



**Résistances :** Perforation et chute

**Caractéristiques :** Fermetures provisoire et définitive /  
Autoclavable à 134°C pendant 18 minutes



**Conforme aux normes :**  
NF EN ISO 23907-1 : 2019  
Homologué UN 3291 (transport des marchandises dangereuses)



<b>Composition : Kit 2 pièces</b>		<b>Codes GTIN</b>	
<b>Pièce 1 :</b>	Cuve 1.2L , jaune avec étiquette 1.2L	<b>GTIN Collecteur :</b>	<b>GTIN Carton :</b>
<b>Pièce 2 :</b>	Couvercle blanc avec trappe	 3 701206 501038	 3 701206 501045
<b>Remarque :</b>	Ensemble couvercle/trappe, à assembler sur la cuve par l'utilisateur – 8 clips		

<b>Conditionnement :</b>	
Nombre de pièces par carton : 60 pièces	Nombre de pièces par palette : 1680 pièces
Dimensions carton en mm : 600 x 300 (h) x 400	Dimensions palette en mm : 800 x 1200 x 2200 (h)
Poids du carton : 8.9 kg	Nombre de cartons par palette : 28 cartons
	Poids palette : 260 kg

<b>Description :</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boîte en PP composée d'une cuve, d'un couvercle avec trappe à ouverture/fermeture mono manuelle provisoire et définitive avec système inviolable ;</li> <li>- Le couvercle est équipé d'une gouttière de sécurité ; il possède une large ouverture (50x35mm) et des opercules de désolidarisation d'aiguilles, notamment un opercule spécialement conçu pour les embouts de stylos à insuline/adrenaline.</li> </ul>

<b>Accessoires / Options</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Support chariot fil inox rotatif :</b> Réf ST04070 / pour tubes verticaux.</li> <li>- <b>Plateau de soins :</b> Réf ST04090 / Il permet d'apporter le collecteur au plus près du patient.</li> <li>- <b>Support plan ventouses mini :</b> Réf. ST04097 / Fixation sur plan (paillasse), grâce à 4 ventouses.</li> <li>- <b>Support chariot universel :</b> Réf. ST04096 / Adapté à tous les collecteurs STIL'eco</li> <li>- <b>Support chariot universel avec crochet :</b> Réf. ST04096C / Adapté à tous les collecteurs STIL'eco</li> </ul>

ST04070



ST04090



ST04097



ST04096



ST04096C

