

FICHE TECHNIQUE :**DECHETS MEDICAUX**

Désignation :

Collecteur 6.5L

Gamme :

STIL'ECO PACTO +Réf. STIL'eco : **ST08065**

Date : 20/05/2021

**Dimensions :** 190 x 133 x (h) 370 mm**Poids :** 475 gr**Matière :** PP**Volume total :** 6.05L / **Volume de remplissage :** 4.89L**Couleurs :** jaune et blanc**Résistances :** Perforation et chute**Normes :** Conforme NF EN ISO 23907-1 2019, label NF 302 et homologué ADR**Caractéristiques :** Fermetures provisoire et définitive et autoclave à 134°C pendant 18 minutes.**Composition :** Kit de 2 pièces**Codes GTIN (code-barres) :****Pièce 1 :** Cuve 6.5 Litres jaune, avec étiquette '6.5L'

GTIN collecteur :

GTIN carton :

Pièce 2 : Couvercle blanc avec trappe**Remarque :** Couvercle à assembler sur la cuve par l'utilisateur**Conditionnement :****Dimensions carton :** 800x400(h)x400 mm**Quantité par carton :** 27 Kits**Poids du carton :** 13.6 Kg**Dimensions palette :** 1200x800x2100mm**Quantité par palette :** 405 Kits**Poids palette :** 210 Kg**Nombre de carton par palette :** 15**Description :**

- Boîte en PP composée d'une cuve, d'un couvercle et d'une trappe à ouverture/ fermeture mono-manuelle provisoire et définitive avec système inviolable.
- Le couvercle est équipé d'une gouttière de sécurité ; il possède une large ouverture ovale (environ 90 x 45mm), et des opercules de désolidarisation d'aiguilles / lames de bistouris.

Accessoires / options:**Support plan ventouses :** Réf. ST03895 / Il permet la fixation du collecteur sur toute surface plane**Support chariot universel :** Réf. ST04096 / Adapté à tous les collecteurs STIL'eco (support métallique)**Support chariot fil inox rotatif :** Réf. ST04071 / Fixation sur tubes**Support équerre pour chariot modulaire (E+ / Maxi) :** Réf. ST04123 /**Support équerre avec système d'accroche horizontal et vertical (E+ / Maxi) :** Réf. ST04123P /

Support plan ventouses



Support chariot universel



Support Chariot fil inox rotatif



Support équerre pour chariot modulaire (E+ / Maxi)



Support équerre avec système d'accroche horizontal et vertical (E+ / Maxi)