

Permobil

# F5 Corpus<sup>®</sup>



permobil

# Maniabilité tout terrain

Le F5 Corpus® est idéal pour un mode de vie extérieur actif et pour conduire sur différentes surfaces ou sur de longues distances régulièrement. Avec son rayon de braquage serré, il offre une maniabilité remarquable.

## Corpus® – épouse les contours du corps

Le système d'assise Corpus® présente un design ergonomique qui épouse les contours du corps. Confort accru, positionnement pelvien, stabilité latérale et immersion sont les principales caractéristiques des nouveaux coussins Corpus.

Les coussins Corpus sont dotés d'une mousse double densité plus moelleuse sur le dossier, d'une cuvette pelvienne remodelée et d'une housse de coussin Stretch-Air™, un tissu respirant et résistant à l'eau, lavable en machine à 60 °C.

## Fonction Active Reach

Bascule le siège vers l'avant jusqu'à 45° et l'élève pour étendre la portée fonctionnelle, faciliter les transferts et la réalisation des activités quotidiennes.

## Fonction Active Height

Permet de rouler à une vitesse maximale de 5 km/h en position haute. Se combine parfaitement avec la fonction *Active Reach* pour faciliter l'accès à votre environnement.

## Inclinaison électrique du dossier

Inclinaison électrique sûre et sans à-coups avec réduction optimale de l'effet de cisaillement pour tous les utilisateurs jusqu'à 150 kg.

## La programmation simplifiée

QuickConfig est une nouvelle application innovante conçue pour les techniciens de maintenance, les cliniciens et les prestataires de santé. Cette application offre un moyen plus simple de programmer le fauteuil. Une interface intuitive permet de configurer votre fauteuil afin de l'adapter à vos besoins, notamment avec vos préférences de conduite.



**Suspension Agile pour un confort de conduite, une traction et une stabilité supérieurs.**



**L'inclinaison électrique avec réduction optimale de l'effet de cisaillement entre les positions**

# Caractéristiques techniques du F5 Corpus®

Vitesse maximale	10 km/h
Autonomie de conduite max. (batteries 85 Ah)	40 km*
Poids max. utilisateur	150 kg
Franchissement d'obstacles (avec élan)	65 mm (75 mm)
Diamètre de giration minimum	1490 mm
Braquage dans les couloirs	1 200 mm
Suspension	Indépendante sur chaque roue
Electronique R-net avec Power Platform	120 A
Largeur, assise comprise	650-790 mm
Hauteur	970 - 1 170 mm
Longueur de transport minimale	955 mm
Hauteur de transport minimum (dossier replié)	825 mm
Poids, batteries 85 Ah incluses	189 kg
Poids des batteries 85 Ah	2 x 23 kg
Hauteur d'assise (avec lift)	450-800 mm
Profondeur d'assise	370 - 570 mm (par incrément de 25 mm)
Largeur d'assise	370 - 570 mm (par incrément de 50 mm)
Largeur du dossier	360/410/460/510 mm
Hauteur du dossier	470, 545 - 670 mm (par incrément de 25 mm)
Distance entre les accoudoirs	380 - 480/480 - 580 mm

Personnalisez vos déplacements

SKY

VIOLET

AQUA

MIDNIGHT

SPRING

ARCTIC

CANARY

GOLD

SUNSET

BRONZE

CHILI

PLATINIUM

FLAMINGO



Élévateur d'assise  
**Active Height 0-350 mm**



Bascule d'assise avant  
**Active Reach\* 5-45°**  
20° et 45° nécessitent un repose-jambes VS



Repose-jambes électrique et manuel **90-180°**



Dossier électrique **85-180°**  
Dossier manuel **120°**



Bascule d'assise vers l'arrière **0-50°**



\*Conditions de conduite et choix du type de batterie.  
Les mesures sont approximatives et peuvent être modifiées sans préavis.



La suspension *Agile* entièrement indépendante est particulièrement avantageuse **pour la conduite active en extérieur.**

Permobil

## F5 Corpus®

Bénéficiez d'une réduction des vibrations, d'un confort de déplacement et de performances de conduite inégalés. *Active Reach* et *Active Height* fonctionnent ensemble pour vous faciliter l'accès à votre environnement.

Le F5 Corpus est une solution hybride parfaite pour un usage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

**permobil**

permobil.fr



F5CORPUSDATASHEETFR240205