

Permobil

M5 Corpus[®]



permobil

Osez l'aventure

Le M5 Corpus® offre un confort et une stabilité exceptionnels. Avec ses moteurs haute performance, il permet d'atteindre une vitesse maximale de 10 km/h. Avec ses capacités élevées en termes de lift et de portée, le M5 Corpus rend certainement l'environnement plus accessible.

Corpus® – épouse les contours du corps

Le système d'assise Corpus® présente un design ergonomique qui épouse les contours du corps. Confort accru, positionnement pelvien, stabilité latérale et immersion sont les principales caractéristiques des nouveaux coussins Corpus.

Les coussins Corpus sont dotés d'une mousse double densité plus moelleuse sur le dossier, d'une cuvette pelvienne remodelée et d'une housse de coussin Stretch-Air™, un tissu respirant et résistant à l'eau, lavable en machine à 60 °C.

Fonction *Active Reach*

Incline le siège vers l'avant jusqu'à 20° et l'élève pour améliorer la portée fonctionnelle, facilite les transferts et la réalisation des activités quotidiennes.

Fonction *Active Height*

Permet de rouler à une vitesse maximale de 5 km/h en position haute. Se combine parfaitement avec la fonction *Active Reach* pour faciliter l'accès à votre environnement.

Inclinaison électrique du dossier

Inclinaison électrique sûre et sans à-coups avec réduction optimale de l'effet de cisaillement pour tous les utilisateurs jusqu'à 150 kg.

La programmation simplifiée

QuickConfig est une nouvelle application innovante conçue pour les techniciens de maintenance, les cliniciens et les prestataires de santé. Cette application offre un moyen plus simple de programmer le fauteuil. Une interface intuitive permet de configurer votre fauteuil afin de l'adapter à vos besoins, notamment avec vos préférences de conduite.



Suspension Agile pour un confort de conduite, une traction et une stabilité supérieurs.



L'inclinaison électrique avec réduction optimale de l'effet de cisaillement entre les positions



Caractéristiques techniques du M5 Corpus®

Vitesse maximale	10 km/h
Autonomie de conduite max. (batteries 85 Ah)	40 km*
Poids max. utilisateur	150 kg
Franchissement d'obstacles (avec élan)	50 mm (100 mm)
Diamètre de giration minimum	1120 mm
Braquage dans les couloirs	1 130 mm
Suspension	Agile
Electronique R-net avec Power Platform	120 A
Largeur, siège et accoudoirs compris	650-790 mm
Hauteur	960-1 170 mm
Longueur de transport minimale	880 mm
Hauteur de transport minimum (dossier replié)	825 mm
Poids, batteries 85 Ah incluses	194 kg
Poids des batteries 85 Ah	2 x 23 kg
Hauteur d'assise (avec lift)	450-800 mm
Profondeur d'assise	370 - 570 mm (par incrément de 25 mm)
Largeur d'assise	420 - 570 mm (par incrément de 50 mm)
Largeur du dossier	360/410/460/510 mm
Hauteur du dossier	470, 545 - 670 mm (par incrément de 25 mm)
Distance entre les accoudoirs	380 - 480/480 - 580 mm

Personnalisez vos déplacements

SKY

VIOLET

AQUA

MIDNIGHT

SPRING

ARCTIC

CANARY

GOLD

SUNSET

BRONZE

CHILI

PLATINIUM

FLAMINGO



Lift
Active Height 0-350 mm



Bascule d'assise avant
Active Reach* 5-20°
20° nécessite un
repose-jambes VS



Repose-jambes électrique
et manuel 90-180°



Dossier électrique 85-180°
Dossier manuel 120°



Bascule d'assise
vers l'arrière 0-50°



Hauteur
d'accoudoir
185-320 mm

Hauteur d'assise
sol-siège 450 mm

Largeur de châssis
630 mm

Longueur max. avec assise
1 170 mm

*Conditions de conduite et choix du type de batterie.
Les mesures sont approximatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Inspire **confiance**
et énergie pour
évoluer n'importe où,
n'importe quand.

Permobil

M5 Corpus[®]

En termes de performance, le M5 Corpus[®] est chef de file de la famille des fauteuils roulants électriques 6 roues. Sa puissance et sa stabilité impressionnantes associées à l'accessibilité conférée par les fonctions *Active Reach* et *Active Height* garantissent une conduite agréable et sans effort, où que vous alliez.

permobil

permobil.fr



M5CORPUSDATASHEETFR240205