

Permobil

M Corpus[®] VS



permobil

Conçu pour l'utilisateur

Le fauteuil roulant électrique M Corpus® VS apporte une nouvelle aire à la verticalisation Permobil, avec la maniabilité d'un fauteuil 6 roues.

La verticalisation sans compromis

Le M Corpus VS combine une base compacte et une suspension qui assurent la stabilité, la traction et le confort de conduite. Il propose ainsi la meilleure expérience de verticalisation de sa catégorie avec une base 6 roues. Conçu pour l'utilisateur, le M Corpus VS permet d'ajuster facilement aux besoins réels et en temps réel la séquence de verticalisation.

Des interactions sociales aux bénéfiques pour la santé, le M Corpus VS vous permet de vous tenir debout en toute confiance. Nos nouveaux appuis sous rotuliens légers et pivotants vous offrent un meilleur confort et un escamotable simplifié pour une plus grande indépendance.

Conçu pour l'indépendance

Grâce à leur légèreté, nos appuis sous rotuliens peuvent être déplacées et manipulées de manière indépendante à l'aide d'un mécanisme de déverrouillage facile d'accès. Avec deux tailles de coussins, choisissez l'option qui vous convient le mieux et ajustez facilement leur positionnement. Réglez aussi facilement la tension à l'aide de la molette BOA® intégrée* pour un ajustement et un confort optimal.

Programmation simplifiée

QuickConfig est une nouvelle application innovante conçue pour les techniciens de maintenance, les cliniciens et les prestataires de santé. Cette application offre un moyen plus simple de programmer le fauteuil. Une interface intuitive permet de configurer le M Corpus VS avec vos préférences de conduite et d'ajuster la séquence de verticalisation à vos besoins.

*Le système d'ajustement BOA® offre un ajustement extrêmement précis à l'aide d'une molette simple d'utilisation.



Les appuis sous rotuliens pivotants sont conçus pour un ajustement et un confort optimal.

Largeur de la base 630 mm

Spécifications du M Corpus[®] VS

Vitesse maximale	6 et 10 km/h
Autonomie (G24 : batteries 85 Ah)	40 km*
Poids max. de l'utilisateur	120 kg
Franchissement d'obstacles (avec course d'élan)	50 mm (60 mm)
Diamètre de braquage min.	1310 mm
Virage dans un couloir	1000 mm
Suspension	Duallink
Angle de station debout max.	70°
Électronique R-net Plate-forme électrique	120 A
Largeur avec siège	650-790 mm
Hauteur	1090-1170 mm
Longueur de transport min.	880 mm
Hauteur min. de transport (dossier replié)	825 mm
Poids avec batteries 85 Ah	201 kg
Poids des batteries 85 Ah	2x23 kg
Hauteur d'assise (avec élévateur électrique)	450-750 mm
Profondeur d'assise	370-570 mm (par 25 mm)
Largeur de l'assise	420-570 mm (par 50 mm)
Largeur du dossier	360/410/460/510 mm
Hauteur du dossier	470, 545-670 mm (par 25 mm)
Hauteur des accoudoirs	215-330 mm
Distance entre les accoudoirs	380-480/480-580 mm

*Conditions de conduite et choix du type de batterie.
Les mesures sont approximatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Personnalisez votre conduite

SKY

VIOLET

AQUA

MIDNIGHT

SPRING

ARCTIC

CANARY

GOLD

SUNSET

BRONZE

CHILI

PLATINIUM

FLAMINGO



Inclinaison électrique
de 85 à 180 °



Lift
Active Height 0 - 300 mm



Bascule d'assise 0-50°



Procline
Active Reach 5-45°

Longueur de la base 930 mm



La verticalisation
favorise les
interactions sociales.

Permobil

M Corpus[®] VS

Avec le M Corpus VS, nous avons combiné les avantages de notre verticalisation personnalisable avec la maniabilité d'une châssis 6 roues. Avec une longueur totale plus courte et un rayon de braquage plus faible, vous bénéficiez d'une meilleure accessibilité dans les espaces restreints et confinés.