

Permobil

Progeo Ego



Aluminium



Pliable



Réglable

permobil

Compact et pratique grâce à la maniabilité d'un châssis rigide

Les fauteuils roulants Progeo Ego sont conçus pour combiner les performances et l'expérience de conduite d'un châssis rigide et la praticité et les dimensions compactes d'un fauteuil roulant pliant.

Pour les utilisateurs de fauteuils roulants manuels actifs qui veulent avoir la sensation d'un fauteuil rigide, ce fauteuil est construit pour s'adapter à vous après une évaluation et conserve un bon niveau de réglage pour des adaptations simples.



Progeo Ego

Largeur d'assise	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
Profondeur d'assise	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 cm
Hauteur d'assise	À l'avant de 40 à 58 cm (réglable) À l'arrière de 38 à 46 cm (réglable)
Distance repose-pieds	De 35 à 54 cm (réglable)
Hauteur du dossier	De 24,5 à 47 cm (réglable)
Inclinaison du châssis avant	85° - 90° - 100°
Longueur totale	88 cm env.
Largeur totale	Largeur d'assise + 17 cm (avec déclive de 0°)
Inclinaison du dossier	De 74° à 94° par rapport à l'assise (réglable)
Déclive	0° - 2°
Poids sans roues arrière	À partir de 7,7 kg env.
Poids du fauteuil roulant	À partir de 10,3 kg env.
Poids maximum	125 kg

Personnalisez vos déplacements*

NOIR CIRÉ

VERT LEMON

ROUGE BRILLANT

BLEU DE CHINE

ARGENT VIF

Permobil se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception sans préavis. *Plus d'options de couleur disponibles.

Les couleurs réelles du produit peuvent varier.