

Permobil

# Progeo Exelle



Aluminium



Pliable



Réglable

permobil

# Un fauteuil roulant pliant compact, léger, fiable et maniable

Les fauteuils roulants Exelle de Progeo sont légers avec un châssis pliant et différentes options pour répondre à vos besoins. Maniable, compact et facile à ranger, le fauteuil Exelle est une solution adaptable et polyvalente pour les utilisateurs actifs et moins actifs.

Pour les utilisateurs actifs et moins actifs en fauteuil roulant manuel qui sont prêts à passer d'un fauteuil de base à un fauteuil leur permettant d'améliorer leurs compétences de conduite.



## Progeo Exelle

Largeur d'assise	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
Profondeur d'assise	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 cm
Hauteur d'assise	À l'avant de 41 à 56 cm (réglable) À l'arrière de 38 à 51 cm (réglable)
Distance repose-pieds	De 32 à 51 cm (réglable)
Hauteur du dossier	De 30 à 54 cm (réglable)
Inclinaison du châssis avant	100° - 110°
Longueur totale	90 cm env.
Largeur totale	Largeur d'assise + 17 cm (avec déclive de 0°)
Encombrement	26 cm env. (avec déclive de 0°)
Inclinaison du dossier	Standard 90° Dynamic 2.0: de 81° à 99° (réglable)
Déclive	Standard 0° - 1,5° - 3° Dynamic 2.0: 0° - 1,5° - 2° - 4°
Poids sans roues arrière	7,4 kg env.
Poids du fauteuil roulant	10 kg env.
Poids maximum	125 kg

Personnalisez vos déplacements\*

NOIR  
OPAQUE

VERT  
LEMON

VIOLET

BLEU  
DE CHINE

ARGENT  
VIF

Permobil se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception sans préavis. \*Plus d'options de couleur disponibles.

Les couleurs réelles du produit peuvent varier.