

Permobil

Progeo Tekna Advance



Aluminium



Pliable



Réglable

permobil

Châssis compact et sportif conçu pour faciliter la propulsion dans un fauteuil roulant pliant

La gamme Progeo Tekna propose des fauteuils roulants légers, faciles à utiliser et pliables conçus pour des utilisateurs autonomes et actifs. Dotés d'un châssis ouvert, ces fauteuils roulants performants offrent aux utilisateurs un soutien et un positionnement confortables, tout en offrant une expérience de conduite équilibrée et fluide.

Un châssis compact et sportif conçu pour associer une expérience de conduite réactive et une propulsion agile avec la praticité d'un fauteuil roulant pliant.



Progeo Tekna Advance

| | |
|------------------------------|--|
| Largeur d'assise | 33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm |
| Profondeur d'assise | 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 cm |
| Hauteur d'assise | À l'avant de 40 à 58 cm (réglable) À l'arrière de 38 à 46 cm (réglable) |
| Distance repose-pieds | De 35 à 54 cm (réglable) |
| Hauteur du dossier | De 24,5 à 47 cm (réglable) |
| Inclinaison du châssis avant | 90° - 100° |
| Longueur totale | 85 cm env. |
| Largeur totale | Largeur d'assise + 17 cm (avec déclive de 0°) |
| Encombrement | 28 cm env. (avec déclive de 0°) |
| Inclinaison du dossier | 84° - 90° - 96° (réglable) |
| Déclive | 0° - 2° - 4° |
| Poids sans roues arrière | À partir de 7,6 kg env. |
| Poids du fauteuil roulant | 10,2 kg env. |
| Poids maximum | 125 kg |

Permobil se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception sans préavis.

Personnalisez vos déplacements

BLANC
PERLÉ

ORANGE
MATTE

NOIR
OPAQUE

ARGENT
VIF

Les couleurs réelles du produit peuvent varier.