

NOM DU PRODUIT / PRODUCT NAME

**SONDE DE MOTIN
SUCTION CATHETER**

DESIGNATION

**SONDE D'ASPIRATION TRACHEALE AVEC GAINE PROTECTRICE
SUCTION CATHETER WITH PROTECTING SLEEVE****REFERENCE(S) : 06SM21xxD****INDICATIONS**

Aspiration trachéo-bronchique / Tracheal and bronchial suction

COMPOSITIONSonde / catheter: PVC
Godet / funnel: PVC
Gaine / sleeve: Polyéthylène / polyethylene**DESCRIPTION**

Sonde d'aspiration en PVC avec gaine de polyéthylène / PVC suction catheter with polyethylene protective sleeve

Godets de couleur différente selon la Ch. / Funnels with different colors depending on FG.

Longueur / Length : 65 cm

1 œil latéral / lateral eye

Ch. / FG. : 10-12-14-16-18

Pas de ligne radio-opaque O.R.X / No radio-opacity X.R.O line

SONDES NON MARQUEES / NO MARK CATHETER

| Ch / FG | Couleur godet Color of funnel |
|---------|----------------------------------|
| 10 | Noir / Black |
| 12 | Blanc / White |
| 14 | Vert / Green |
| 16 | Orange / Orange |
| 18 | Rouge / Red |

CONDITIONNEMENT / PACKAGINGUnitaire / single : sous simple emballage / simple packaging
Boîte / box : 52 unités / units**STERILISATION ET PEREMPTION / STERILIZATION AND EXPIRATION DATE**Stérilisation à l'oxyde d'éthylène / Sterilization using ethylene oxide
Date de validité : 5 ans à compter de la date de stérilisation / Shelf-life : 5 years after sterilization date**NETTOYAGE ET DECONTAMINATION / CLEANING AND DECONTAMINATION**

Produit à usage unique / Single use product

**CONTRE-INDICATIONS / CONTRA-INDICATIONS**

Pas de contre-indication connue / None contra-indications known

CLASSEMENT CE / EC CLASSIFICATION**Classe II a**

Fabricant / Manufacturer : POLY MEDICURE LIMITED

Adresse : Plot No. 104-105 Sector-59, HSIIDC Area, Ballabgarh - 121004, Haryana, INDIA

Mandataire / EC Representative : OBELIS S.A.

Boulevard Général Wahis 53, B-1030, Brussels, BELGIUM

POLY MEDICURE LIMITED est certifié ISO 13485 et répond aux exigences réglementaires de la Directive Européenne 93/42/CEE du Conseil de 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux / POLY MEDICURE LIMITED is certified ISO 13485 and the products are manufactured according to the European Council directive 93/42/EEC of June 14th 1993 concerning medical devices.