

SOIE NOIRE BLACK SILK

CHIRURGIE GENERALE
GENERAL SURGERY

NON RESORBABLE / NON ABSORBABLE



TRESSE DE SOIE NOIRE ENDUITE DE CIRE NATURELLE

- Non capillaire
- Très souple, facile à nouer
- Pas de mémoire
- Bien tolérée

Indications : Stomatologie, ORL, chirurgie dentaire, neuro-chirurgie

BLACK BRAIDED SILK COATED WITH NATURAL WAX

- No capillary
- Very soft, easy to tie
- No memory
- Well tolerated

Indications: Stomatology, E.N.T. dental surgery, neurosurgery

Présentation Presentation	Pointe Point	Courbure Curvature	Longueur aiguille Needle length mm	Longueur fil Thread length cm	Décimale	0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	5	
					Metric	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	
Simple aiguillée Single armed	Pointe R Taper Point ●	3/8	12	75	25034									
			16				25179	25251	25323					
			18					25252	25324					
			20					25253						
			25						25326	25399				
			30						25255					
		1/2	12		75			25191						
			16					25192						
			18						25261					
			20						25265	25338	25410			
			25					25194	25266	25339	25411			
			30					25195						
	Pointe T Cutting Point ▼	3/8	12	75	25070	25142	25214							
			16			25143	25215	25287	25360					
			18				25216	25288	25361					
			20			25145	25217	25289	25362					
			25					25290	25363	25435	25507			
			30					25291	25364	25436	25508			
		1/2	12	75						25437	25509			
			16								25510			
			18									25518		
			20				25229	25301	25374					
			25					25302	25375					
			30						25376					
Droite Straight	3/8	40	75											
		50					25389		25533					
		60						25463	25534					
Bobines Reels				250	25001			25003	25004	25005	25006	25007	25008	
												25535		