



MONOFIL DE POLYAMIDE

- **Souple**
- **Solide**
- **Bonne glisse**
- **Légèrement élastique**
- **Bonne tenue au noeud**

Indications : Fermeture des plans cutanés superficiels, chirurgie plastique

POLYAMIDE MONOFILAMENT

- **Very soft**
- **Good strength**
- **Good sliding**
- **Slightly elastic**
- **Good knot holding**

Indications: Superficial cutaneous skin, plastic surgery

Corps fort

Présentation Presentation	Pointe Point	Courbure Curvature	Longueur aiguille Needle length mm	Longueur fil Thread length cm	Couleur fil Thread color	Décimale Metric													
						0.5	0.7	1	1.5	2	3	3.5	4	5	6				
						USP													
						7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3				
Simple aiguillée Single armed	RONDE TAPERPOINT	3/8	12	90	bleu / blue					87121									
			20		bleu / blue					87324									
		TRIANGULAIRE CUTTING POINT	3/8	12	90	bleu / blue			87000F	87004F									
				13		bleu / blue				87098F	87294F								
				16	45	incolore / undyed			87122										
						90	bleu / blue		87002F	87001F	87003F	87296F							
					18	45	incolore / undyed			87123									
							90	bleu / blue		87006F	87007F	87298	87497						
						20	90	bleu / blue			87005F	87100F	87300	87498					
								incolore / undyed					87301						
	1/2			DROITE STRAIGHT	3/8	90	bleu / blue					87120F	87305F	87499	87520				
							bleu / blue					87310	87500	87521	87599				
							bleu / blue					87312	87505	87522	87600	87755			
							bleu / blue							87506			87601		
			bleu / blue													87603			
			bleu / blue						87010F										
	1/2		90		bleu / blue			87008F	87109F										
					bleu / blue			87009	87110F	87320									
					bleu / blue					87111	87321F	87509							
					bleu / blue						87322	87510			87675	87762			
		bleu / blue								87323	87511	87530	87676	87763					
		bleu / blue									87512				87764				
	DROITE STRAIGHT	90	bleu / blue						87513			87678							
			bleu / blue									87679	87765						
			bleu / blue				87200	87380	87580	87550	87680								
	DROITE STRAIGHT	90	bleu / blue					87201	87381	87582	87560								
			bleu / blue						87382	87581		87700							
	Double aiguillée Double armed	RONDE TAPERPOINT	DROITE STRAIGHT	60	90	bleu / blue						87583							
Brins (x6) Strands per pack (x6)				6x40	bleu / blue						87340	87540	87940	87640	87740	87840			
Bobines Reels				250	bleu / blue					87150									