

## COUSSIN SOUPLE ROTATIF

Référence	Désignation
CT01COU04	Coussin souple rotatif



### Atouts :

- Fabriqué en mousse recouverte de tissu antidérapant à sa base.
- Permet d'ajuster l'assise sans se soulever.
- A utiliser en voiture ou sur une chaise classique afin de faciliter la rotation du bassin.
- Rotation à 360°.

### Indications :

Pour personne :

- A mobilité réduite.
- Ayant des difficultés à se mouvoir.

### Description :

- Diamètre : 43,5 cm
- Epaisseur : 1,5 cm
- Poids brut : 212 g

### Composition :

- Plastique
- Tissu polyester

### Entretien :

- Lavage à l'eau savonneuse.
- Séchage à l'air libre.

### Précautions d'emploi :

- Attention, pendant la conduite rester vigilant lorsque vous utiliser le coussin sur le siège conducteur.
- Ne pas se tenir debout sur le coussin.
- Tenir éloigné des flammes.
- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

### Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 41 x 41,5 x 9 cm.
- Poids net : 470 g.