

# PILBOX® 7.4 Kids & Teens

## Une version spéciale enfants et adolescents du 7.4

Un look tendance, une coque rigide, un espace de rangement simple et clair, le pilulier Pilbox 7.4 permet d'accueillir et de transporter son traitement en toute sécurité. La réussite du traitement passe par son acceptation, celle-ci sera favorisée par un boîtier au visuel agréable et familier que l'enfant s'appropriera rapidement. Grâce à son format livre, le semainier propose une ouverture pratique et une organisation simplifiée de la posologie quotidienne, à la maison, à l'école ou durant les loisirs !



## Les + du produit

- Pratique : un système de rangement solide doté d'un clip ordonnance pour pouvoir la consulter à tout moment.
- Clair et lisible : à l'ouverture de la boîte, les modules journaliers se distinguent aisément grâce aux inscriptions en gros caractères.
- Ergonomique : prise en main naturelle du boîtier, la saisie du module du jour se fait simplement, d'un seul doigt.
- Grande contenance : les modules peuvent accueillir un grand nombre de comprimés.
- Mobilité et sécurité : emporté seul dans un sac, le module reste fermé et ne risque pas de s'ouvrir inopinément. La tirette se bloque et s'ouvre uniquement sous l'effet du glissement des doigts.

## À qui le conseiller ?

- Aux enfants et adolescents suivant un traitement journalier important de comprimés, gélules...
- Parfait pour des pathologies telles que cancer, asthme, compléments alimentaires...

- Pilulier semainier de grande taille : 7 modules indépendants avec 4 grandes cases par module. Chaque case peut contenir jusqu'à 15 gélules de taille standard.
- Module journalier amovible qui se transporte facilement.
- Manipulation facile, sécurité jour/nuit : la tirette de chaque module coulisse dans les 2 sens afin de garantir une prise, en toute sécurité, des médicaments de jour et des médicaments de nuit (souvent des somnifères). Sens d'ouverture jour vers la droite : la tirette s'ouvre sur 3 cases « matin, midi, soir » et se bloque. Sens d'ouverture nuit vers la gauche : la tirette s'ouvre sur une case « nuit » et se bloque.
- Ordonnance à portée de main : une fois ouvert, un clip permet de fixer l'ordonnance face aux modules.
- Adapté aux malvoyants : repères sensoriels pour indiquer chaque prise.



### Fiche technique

- Dimensions :  
 Etui : 16 x 13 cm, 4,5 cm  
 Module : 13 x 4 cm, 2 cm  
 Compartiment : 3 x 4 cm, 2 cm

Plus d'informations sur [pilbox.fr](http://pilbox.fr)

05N0234-000011