

PILBOX® 7.4 Zoo

Le pilulier dédié aux animaux de compagnie !

Une version spéciale animaux du pilulier grande contenance Pilbox 7.4. Pratique, facile à nettoyer, le pilulier se transporte complet ou bien par module journalier. Un coup de pouce essentiel pour prendre soin de votre animal et éviter les oublis de traitement. Grâce à son format livre, le semainier propose une ouverture pratique et une organisation simplifiée de la posologie quotidienne, à la maison comme en promenade !



À qui le conseiller ?

- Propriétaires d'animaux domestiques suivant un traitement journalier important de comprimés, gélules...
- Parfait pour des pathologies telles que leishmaniose, ostéoarthrose, tumeurs...

Les + du produit

- Pratique : un système de rangement solide doté d'un clip ordonnance pour pouvoir la consulter à tout moment.
- Clair et lisible : à l'ouverture de la boîte, les modules journaliers se distinguent aisément grâce aux inscriptions en gros caractères.
- Ergonomique : prise en main naturelle du boîtier, la saisie du module du jour se fait simplement, d'un seul doigt.
- Grande contenance : les modules peuvent accueillir un grand nombre de comprimés.
- Mobilité et sécurité : emporté seul dans un sac, le module reste fermé et ne risque pas de s'ouvrir inopinément. La tirette se bloque et s'ouvre uniquement sous l'effet du glissement des doigts.

- Pilulier semainier de grande taille : 7 modules indépendants avec 4 grandes cases par module. Chaque case peut contenir jusqu'à 15 gélules de taille standard.
- Module journalier amovible qui se transporte facilement.
- Manipulation facile, sécurité jour/nuit : la tirette de chaque module coulisse dans les 2 sens afin de garantir une prise, en toute sécurité, des médicaments de jour et des

médicaments de nuit (souvent des somnifères). Sens d'ouverture jour vers la droite : la tirette s'ouvre sur 3 cases « matin, midi, soir » et se bloque. Sens d'ouverture nuit vers la gauche : la tirette s'ouvre sur une case « nuit » et se bloque.

- Ordonnance à portée de main : une fois ouvert, un clip permet de fixer l'ordonnance face aux modules.
- Adapté aux malvoyants : repères sensoriels pour indiquer chaque prise.



Fiche technique

- Dimensions :
 Etui : 16 x 13 cm, 4,5 cm
 Module : 13 x 4 cm, 2 cm
 Compartiment : 3 x 4 cm, 2 cm

Plus d'informations sur pilbox.fr

05N0234-000013