

Une semaine de traitement en toute liberté.

Compact et chic, le pilulier semainier PILBOX® Liberty aide à organiser une semaine complète de traitement. Il conserve les médicaments en toute discrétion, triés pour chaque moment de la journée et limite ainsi les oublis.

Ce modèle est une édition limitée, disponible chaque année en septembre.



Edition limitée 2022

À qui le conseiller ?

- Aux personnes actives et mobiles, avec un traitement de plusieurs médicaments en 3 ou 4 prises quotidiennes.
- Pour les personnes ayant un traitement tel que hypertension, cholestérol...



Les + du produit

- Suivi précis du traitement tout au long de la semaine : 1 module pour chaque jour de la semaine et 4 cases par module (jusqu'à 4 prises par jour).
- Pratique : lisibilité améliorée, le jour de la semaine, écrit en gros caractères, apparaît dès l'ouverture du pilulier.
- Compact : il se range facilement dans un sac pour être emporté partout.
- Chic : son design maroquinerie séduit et assure sa discrétion.
- La fermeture aimantée améliore la qualité perçue et l'ergonomie du produit lors de son utilisation.

- Pilulier semainier : 7 modules indépendants, 4 cases par module (matin, midi, soir, nuit).
- Module journalier amovible : possibilité d'emporter son traitement à la journée.
- Manipulation facile : ouverture et prise des médicaments d'une seule main sans autre manipulation.
- Complet : contient une fiche-patient pour noter les informations médicales importantes et un espace pour ranger les ordonnances.
- Sécurité jour/nuit : la tirette de chaque module coulisse dans les 2 sens afin de garantir une prise, en toute sécurité, des médicaments de jour et de nuit (souvent avec des dosages plus forts). Sens d'ouverture jour vers la droite : la tirette s'ouvre sur 3 cases « matin, midi, soir » et se bloque. Sens d'ouverture nuit vers la gauche : la tirette s'ouvre sur une case « nuit » et se bloque.
- Adapté aux malvoyants : lisibilité facilitée grâce à des inscriptions en grands caractères + repères tactiles pour indiquer chaque prise.



7 modules indépendants



Remplissage facile



Manipulation simple



Tirette jour/nuit



Compact, contient tout !

Fiche technique

- Dimensions :
Etui : 15 x 11 cm, 3 cm
Module journalier : 11 x 2.3 cm, 2 cm
- Disponible en 4 couleurs :



Bleu



Rouge

