

# Fauteuil releveur

## 4 moteurs

### Minotaure



Réf : PRISTE124

<b>NOMBRE DE MOTEURS</b>	4 moteurs
<b>REVÊTEMENT</b>	100 % polyester, Finition style Nubuck, marron
<b>SUSPENSIONS DU DOSSIER ET DE L'ASSISE</b>	Ressorts sinueux dans l'assise Aucun dans le dossier
<b>STRUCTURE DU FAUTEUIL</b>	Bois laminé
<b>DENSITÉ DE LA MOUSSE</b>	30 kg/m <sup>3</sup>
<b>LARGEUR HORS TOUT</b>	81,3 cm
<b>PROFONDEUR HORS TOUT</b>	95,2 cm
<b>HAUTEUR HORS TOUT</b>	107,9 cm
<b>LARGEUR ASSISE</b>	55,9 cm
<b>PROFONDEUR ASSISE</b>	52 cm
<b>HAUTEUR SOL/ASSISE</b>	49,5 cm
<b>HAUTEUR DOSSIER</b>	49,5 cm
<b>POIDS DU FAUTEUIL</b>	72 kg
<b>POIDS MAXIMAL UTILISATEUR</b>	160 kg
<b>GARANTIE</b>	2 ans

- Look moderne et design.
- Bi-moteur, s'allonge complètement à plat.
- Appui-tête électrique et support lombaire électrique.



Marron