

Set de suture N°3 - MediSafe

Produit	Set de suture N°3
Référence	194403
Prix	4.80 EUR HT 5.76 EUR TTC

Image produit



Résumé Set de suture N°3Le set de pansement de suture N°3 convient parfaitement pour le milieu hospitalier ou libéral. Il est idéal pour les services d'urgence et post opératoires.

Description Set de suture N°3Set de suture stérileUsage uniqueFacile à transporterIdéal en milieu hospitalier, pour les infirmiers ou les cabinets médicauxContient:1 Blister 15,5x19,5cm / 4 alvéoles1 Champ NT/PE 45x45cm troué 5x6,5cm centré + 2 stickers adhésifs1 Champ cellulose/PE 30x48cm5 Compresse non tissé 7,5x7,5cm 4 plis 30g1 Pince inox Adson 12cm à griffes1 Ciseaux inox 12cm droit bout pointu embout siliconé1 Pince inox porte aiguille 14cmVendu à l'unité

Fiche technique
Infos : Set de suture stérile
Conditionnement : l'unité
Poids : 110.0 g