

BANDE DE CONTENTION LÉGÈRE



Description du Produit :

La bande de contention légère est une bande adhésive élastique, tissée, enduite, et aérée par stries pour éviter la macération. Idéale pour la contention légère dans le traitement de blessures, entorses, et soutien musculaire. Idéal en médecine sportive ou pour la traumatologie bénigne. Convient pour une utilisation médicale professionnelle ou domestique.

Caractéristiques Techniques :

Type : Bande adhésive élastique.

Conception : à base de caoutchouc naturel et de composants spécifiques hypoallergéniques.

Résistante : à l'eau

Texture : Tissée pour une élasticité optimale.

Enduction : Enduite pour une fixation sécurisée.

Aération : Présence de stries pour favoriser la circulation de l'air et prévenir la macération.

Dimensions : 7 m x 10 cm.

Référence : 416019.

Avantages :

Élasticité : Fournit un soutien tout en permettant une certaine mobilité.

Aération : Les stries assurent une ventilation pour prévenir la macération.

Fixation : La bande adhésive assure une fixation sécurisée.

Précautions d'Emploi :

Utiliser conformément aux directives du professionnel de la santé.

Ne pas appliquer directement sur une plaie ou une peau irritée.

En cas d'irritation ou d'inconfort, cesser l'utilisation.

Stockage :

Conserver dans un endroit sec et frais.

Protéger de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.