

Gel à ultrasons Revitive



Description

Gel à ultrasons qui favorise la conductivité des ondes ultrasonores dans les tissus. Il est appliqué dans le dispositif médical Revive Ultrasound Therapy. Il s'agit de bénéficier d'une thérapie par ultrasons. Ce gel conducteur réduit la friction et facilite la bonne conduction des ondes ultrasonores dans les tissus.

Mode d'emploi

Placez une petite quantité de gel conducteur d'ultrasons dans l'appareil Revitive et appliquez-le sur la zone à traiter. Usage externe. Ne pas utiliser sur les lésions cutanées. Cesser l'utilisation en cas d'éruption ou d'irritation cutanée.