



Weely Podal



RUPIANI
vers l'autonomie

Weely Podal



- Fauteuil roulant 6 roues extrêmement maniable
- Propulsion facile et efficace, même en utilisation main-pied
- Hauteur sol / siège ajustable à 37cm, 40cm ou 43cm
- Inclinaison de dossier autonome de série
- Système de franchissement de trottoirs jusqu'à 13cm
- Dossier souple Symbiose réglable en tension

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Taille	39	44	49
Largeur d'assise mini (cm)	36	41	46
Largeur d'assise maxi (3 positions) (cm)	39-41-43	44-46-48	49-51-53
Largeur hors tout (3 positions) (cm)	58-60-62	63-65-67	68-70-72
Largeur hors tout (cm)	Largeur d'assise maxi +19cm		
Profondeur d'assise (cm)	41 - 51		
Hauteur sol / siège (cm)	37 / 40 / 43		
Hauteur de dossier (cm)	57 - 67		
Inclinaison d'assise (°)	-3° à +15° par vérin		
Inclinaison du dossier (°)	85° - 120°		
Longueur hors tout sans repose pied (cm)	95		
Longueur hors tout avec repose pied (cm)	115		
Longueur du segment jambier (cm)	34 - 40		
Poids du fauteuil avec accessoires (kg)	33		
Potences de repose jambes	Régl. en largeur et profondeur		
Palettes de repose pieds	Régl. en angle, hauteur et profondeur		
Accoudoirs	Amovibles, régl. en hauteur et profondeur		
Hauteur d'accoudoirs (cm)	27 - 34		
Dimensions pliées (cm)	95 x 61 x 101		
Accessoires standards	Reposes jambes, inclin. dossier autonome		
Accessoires optionnels	Tablette, Gouttières, Reposes pieds, ...		
Châssis	Acier		
Poids maxi de l'utilisateur (kg)	140		
Couleur	Blanc / Noir		
Revêtement	Coussin Dartex / Dossier nid d'abeilles		



RUPIANI

74, avenue du 8 Mai 1945
69120 Vaulx-en-Velin
vers l'autonomie...

Tél : (33) 04 37 45 02 54
Fax : (33) 04 37 45 02 55
Courriel : info@rupiani.fr
Web : www.rupiani.fr

Document non contractuel