

Kit simple/double pompage

FICHE TECHNIQUE



Nom	Kit simple pompage	Kit double pompage
Description	Kit simple pompage pour tire-lait électrique	Kit double pompage pour tire-lait électrique
Poids	0,270 kg	0,600 kg
Compatible	SATURN et NEPTUN	
Sans BPA	Oui	
Composition d'un set	<ul style="list-style-type: none">• Un biberon de recueil,• Une tubulure de connexion,• Une valve anti-reflux,• Une téterelle de taille 24mm,• Une tétine adaptée au biberon de recueil,• Un capuchon pour seller le biberon,• Un capuchon pour fermer le biberon par-dessus la tétine,• Un collier de serrage.	<ul style="list-style-type: none">• Deux biberons de recueil,• Deux tubulures de connexion,• Deux valves anti-reflux,• Deux téterelles de taille 24mm,• Deux tétines adaptées aux biberons de recueil,• Deux capuchons pour seller les biberons,• Deux capuchons pour fermer les biberons par-dessus les tétines,• Deux colliers de serrage.
Tailles des téterelles compatibles	19 mm, 21mm, 27mm, 32mm	
Set additionnel 1	<ul style="list-style-type: none">• Deux tétines adaptées aux récipients de recueil pour les transformer en biberons.• Deux capuchons pour fermer les biberons par-dessus les tétines.	
Set additionnel 2	<ul style="list-style-type: none">• Deux récipients de recueil,• Deux capuchons pour fermer hermétiquement les récipients de recueil,• Deux colliers de serrage.	
Matières et composants chimiques	Polypropylène, Silicone	
Valve anti-retour	Oui	
CE Médical	Oui, classe I.	

