

Dénomination	Protection pour fuites urinaires légères
Référence	760838
Code ACL/EAN	6024765 / 7322542392836
Référence Echantillon unitaire TENA	100219
Marquage CE	oui
Poids total (+/- 7%)	7,13 g
Dimension produit (+/- 7%)	219 x 70 mm
Données Laboratoire	
Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1) / Rewet	170 ml / 2,5g pour 20ml
Vitesse d'acquisition (s) 1 dose * 10 ml	1,6 s
Tolérance Cutanée	
Protection absorbante à usage unique	Testé dermatologiquement / Sans Latex

CONDITIONNEMENT	Nbre de pièces / sachet	20
	Nbre de sachets / carton	10
	Nbre cartons / palette	120
	Poids du carton	1,64 kg
	Volume carton m ³	0,014
	Volume m3 / 100 pièces	0,007
	Site de production	Hoogezand (Hollande)

COMPOSITION

VOILE INTERNE	INTERIEUR	Hydrophile, perméable, doux et résistant, absence de latex
	Composition	Non tissé blanc avec des motifs fleuris violets
DOUBLE MATELAS	MicroPROTEX	Matelas absorbant fin pour une garde au sec et une discrétion à l'usage
	Composition	Pulpe et SAP en mélange intime différencié dans les 2 matelas
	VOILE D'ACQUISITION	oui
	PULPE	
	Nature	Pulpe de cellulose
	Localisation	Matelas
	Poids	3 g
	SAP	
	Nature	Polyacrylate de Sodium à pH acide
	Localisation	Matelas
FILM EXTERIEUR	Poids	2 g
		Imperméable, souple, silencieux et résistant
	Couleur	Blanc
	Composition	Polyéthylène

BENEFICES PRODUIT

Identification	Sachet : information du modèle produit et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Carton : identification du code produit
Facilité d'utilisation	Sachet : ouverture facile Protection : protection facilement positionnable avec sa bande adhésive

Confort et Sécurité

TRIPLE PROTECTION	Garde au sec / Contrôle des odeurs : Système qui limite le développement des bactéries responsables de l'apparition des odeurs. Respecte le pH acide de la peau.
GARDE AU SEC	Voile d'acquisition en non tissé pour diffusion rapide des liquides dans la protection
BANDES ADHESIVES	1 large bande pour un meilleur maintien
POCHETTE INDIVIDUELLE	Verte, pratique et discrète en polyéthylène

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.

NORMES ET REGLEMENTATION UTILISEES POUR CE PRODUIT

Dispositif Medical de classe I selon l'annexe 8 respectant les obligations de la **Medical Device Regulation (EU) 2017/745**

Développé et Fabriqué par Essity en respectant:

- Norme ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 pour le développement de dispositifs médicaux

- Norme ISO 17025 pour la compétence laboratoire essais et étalonnage

Mesure de la Capacité d'absorption: ISO 11948-1:1996 Méthode Rothwell (Tolérance +/- 7%) : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.

- Norme ISO 13485:2016 pour le management de la qualité

- Norme ISO 9001 pour le système qualité dans nos usines

Matières premières et produits finis évalués conformément à l'évaluation biologique norme ISO 10993-1

Tests effectués dans des laboratoires indépendants externes

En plus des tests toxicologiques, sont requises et évaluées les informations fournisseurs sur la caractérisation chimique, les additifs, la teneur potentielle en allergènes etc. Réévaluation du matériel à une certaine fréquence.

EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE TENA PROTECTS

REDUCTION DE 33% d'empreinte carbone (2008-2019)

Serviettes

- 100% d'énergie renouvelable utilisée

dans nos usines TENA en Europe

- Cartons 100% recyclables composés de 80% de fibres recyclées