

# TENA MEN Prot Boxer Black M 3x1pcs WAU

Dénomination	Sous-vêtement absorbant lavable
Taille	M
Référence	84948
Code ACL/EAN	6412648 / 7322542452158
Marquage CE	Oui
Poids total (+/- 10%)	89g
Dimension (+/- 10%) (l x P x h en mm)	121 x 45 x 204

## Données Laboratoire

Vitesse d'acquisition (s)	5sc
Nombre de lavages garanti	100
Usage	24h
Conseils d'utilisation	Laver à 40° avant première utilisation
Tour de taille	81-86 cm

## SPECIFICATIONS ET MATERIAUX CONSTITUTIFS DU PRODUIT

### Composition

Tissu	96% de coton biologique doux , 4% Élasthanne
3 couches d'absorption	Couche 1 (couche supérieure) : 92% Polyester, 8% Élasthanne Couche 2 et 3 (couches absorbantes) : 95% Polyester, 5% Élasthanne
1 couche étanche	Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Ceinture élastique	52% Polyamide, 35% Polyester, 13% Élasthanne
OEKO-TEX® STANDARD 100	OEKO-TEX® STANDARD 100 est un label pour les textiles testés pour les substances nocives.

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.  
Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.



marque du groupe  
**essity**

## Informations logistiques

Nbre de pièces / sachet	1
Nbre de sachets / carton	3
Nbre cartons / palette	240
Compactage	Oui
Poids du carton	0,438 kg
Volume carton m3	0,004209
Volume m3 / 100 pièces	0,000584583
Site de production	Vietnam

## Bénéfices

Identification	Carton: information du modèle produit et de la taille sur la face
Facilité d'utilisation	Ouverture facile et carton prêt à l'emploi
Discrétion	Boxer absorbant masculin et discret, avec protection intégrée et conçu comme un boxer classique
Confort et Sécurité	Matière élastique, ultra douce et respirante pour un confort optimal.
Durable	Emballage recyclable, norme ISO 18604.
	Un des abels les plus reconnus au monde pour le contrôle de substances nocives dans les textiles.