

seca 201 & seca 203

Rubans de mesure périmétrique ergonomiques

nouveau



- Mètre-ruban rétractable pour une mesure précise du périmètre corporel.
- Calculateur WHR (rapport taille/hanche) pour une évaluation rapide de la répartition des graisses corporelles (uniquement modèle seca 203).
- Echelle WHR métallique pour une plus grande résistance à l'usage (uniquement modèle seca 203).

seca

La précision au service de la santé

seca 201 & seca 203 :

Deux instruments médicaux
de qualité supérieure.

Même un ruban de mesure périmétrique doit répondre aux exigences médicales les plus sévères. C'est la raison pour laquelle nous avons mis au point les modèles seca 201 et seca 203. Ces deux rubans permettent une mesure à 5 millimètres près et satisfont aux exigences de qualité et d'utilisation qui sont de rigueur dans les cabinets médicaux, les cliniques et en milieu médicalisé.



seca 201 :

Un mécanisme de qualité garantit un maniement aisé et un enclenchement précis. Une qualité appréciable! La mesure s'effectue très simplement et une longueur de plus de 205 centimètres est plus que suffisante pour les personnes les plus corpulentes. Le boîtier agréable au toucher tient bien en main et est suffisamment robuste pour ne pas se casser si on le laisse tomber par inadvertance.



*seca 201 :
Matériaux
d'excellente qualité
pour une
fonctionnalité précise.*



*Graduation millimétrique
pour des résultats précis.*

seca 203 :

Le modèle seca 203 est en outre équipé d'une fonction de calcul du rapport taille/hanche (WHR = Waist-To-Hip-Ratio). Il est doté d'une règle graduée métallique et mesure le rapport entre le périmètre de la taille et celui des

hanches qui permet de déterminer indirectement la quantité de graisse viscérale. Ce rapport renseigne sur la distribution des dépôts de graisse et est un paramètre de diagnostic précieux.



*seca 203 :
Fenêtre de visualisation
du rapport taille/
hanche.*

seca 201 & seca 203

Caractéristiques techniques

seca 201 :

- Plage de mesure : 15 - 205 cm
- Graduation : 1 mm
- Diamètre : 70 mm
- Hauteur : 22 mm
- Poids : 55 g

seca 203 :

- Plage de mesure : 15 - 205 cm
- Graduation : 1 mm
- Diamètre : 70 mm
- Hauteur : 28 mm
- Poids : 75 g
- Fonction : calculateur WHR