

# FICHE TECHNIQUE

## TOISE MEDICALE SECA 216



### DESCRIPTION

La toise médicale seca 216 permet de mesurer aussi bien la tailles des enfants que celles des adultes.

Elle est constituée d'une échelle graduée jusqu'à 230 cm, fixée au mur (le zéro de l'échelle étant au niveau du sol) et insérée dans un profilé en matière plastique de 138 cm de long. Le professionnel de santé peut modifier la position du profilé pour adapter la plage de mesure à la taille de la personne à mesurer.

Pratique, l'appui-tête est muni d'une vis qui permet de le bloquer en position, une fois la mesure effectuée. Le patient peut donc s'écarter de la toise sans risquer de fausser les résultats.

La lecture de la taille peut également être effectuée directement pendant la mesure, car l'échelle graduée est décalée par rapport à l'axe de la toise.

Le ruban de la toise médicale seca 216 est gradué des deux côtés : échelle centimétrique ou échelle en centimètres / pouce pour une utilisation internationale.