

## FICHE TECHNIQUE

# Pèse-personne, balance mécanique SECA 750 Viva

Une balance belle et pratique à petit-prix



### DESCRIPTION :

Vous songez à acheter un pèse personne pour un usage domestique ou médical, le pèse-personne mécanique SECA 750 Viva constitue un excellent choix. Ce type de balance pèse-personnes permet de mesurer le poids du patient avec une grande précision. Vous pouvez retrouver ce type de pèse personne chez votre médecin généraliste par exemple pour suivre la courbe de poids des patients.

Pèse personne mécanique SECA 750 Viva, c'est quoi ?

Il s'agit d'un modèle de balance mécanique de la marque SECA. On utilise la balance pour peser de manière précise le poids d'une personne ainsi que son taux de masse grasseuse. Cette balance permet de peser toute sorte d'objet et qui est doté d'un boîtier ultra-résistant pouvant supporter une charge de 150 kg. Sa plateforme est dotée d'une grande dimension, offrant une parfaite stabilité pendant la mesure de la masse. Le pèse-personne mécanique SECA est recouvert d'un tapis similicuir antidérapant au profit d'un entretien aisé, sans parler du rendu esthétique.

Ce dispositif de pesage à haute précision dispose d'un cadran rond à aiguille protégé par un grand plateau en verre trempé. Cela garantit un affichage analogique clair, lisible d'un coup d'œil sans se pencher. Le système de remise à zéro de l'aiguille offre un résultat juste et précis à quelques grammes près. La balance pèse personne SECA 750 Viva est disponible aux couleurs noir ou blanc avec un design sobre.

Avantage du modèle mécanique de la balance SECA viva 750

À l'égard de certains modèles mécaniques, la balance médical SECA 750 Viva présente bien d'avantages.

Outre le rapport qualité/prix très intéressant, voici une liste de ses points forts :

- Dispositif médical de Classe I avec fonction de mesure, conforme à la directive 93/42/CE
- Bâti robuste et résistant à la corrosion, idéal pour une utilisation en milieu humide
- Réglage du zéro par molette assurant un niveau de mesure vraiment précis
- Lecture facile de mesure grâce au grand cadran rond
- Pèse personne impédancemètre facile à transporter, car elle pèse seulement 3,5 kg avec une dimension de 317 x 117 x 477 mm

Comment utiliser une balance à plateaux SECA 750 Viva ?

Le pèse-personne mécanique SECA 750 est une balance de précision facile d'usage. Il suffit de monter dessus pour déterminer en quelques secondes votre poids. Ce matériel médical pèse le poids du patient à l'aide d'un levier. La balance affiche la mesure en noir sur blanc sur le grand écran. La mise en marche se fait par la remise à zéro compteur grâce à la molette située au niveau du hublot. Cela limite la marge d'erreur à moins d'un kilo pour une pesée comprise entre 1 kg et 80 kg, contre 1,25 % à partir de 81 kg jusqu'à sa portée maximale. Le poids mesuré est bien plus précis qu'avec une balance électronique.