

Active

**COTON BIO** <sup>(1)</sup> 

Compression classe 2

NOUVEAU

**sigvaris**

Soyez vous-même. Vivez pleinement.

Active COTON BIO 55%<sup>(1)</sup> est une gamme **extrêmement confortable**<sup>(2)</sup>, et tout particulièrement **facile à enfiler**<sup>(3)</sup>. Développée à partir de fibres de **coton biologique**<sup>(1)</sup>, elle convient aux **peaux sensibles**<sup>(4)</sup>.



## ■ BÉNÉFICES PRODUITS

### CONFORT OPTIMAL <sup>(2)</sup>

- Pied élargi et pointe sans couture :  
Satisfaction confort **100%** <sup>(5)</sup>
- Adaptation morphologique  
Satisfaction **100%** <sup>(6)</sup>



### GRANDE FACILITÉ D'ENFILAGE <sup>(3)</sup>



### CONVIENT AUX PEAUX SENSIBLES <sup>(4)</sup>



## ■ DESCRIPTION DE L'OFFRE

Packaging	Taillage	Coloris	Composition	Tarif HT
	<b>Femme</b> Du XS au XL  <b>Homme</b> Du S au XXL	 Beige   Noir	<b>56% Coton bio</b> 27% Polyamide 14% Elasthane 3% Polypropylène	37,97 €

## ■ POURQUOI PROPOSER ACTIVE COTON BIO 55%<sup>(1)</sup> À VOS PATIENTS ?

La culture de **fibres de coton biologique** contribue à **réduire l'impact sur l'environnement**<sup>(7)</sup>.



**93%**<sup>(8)</sup> des porteurs de compression se disent intéressés par un produit en coton biologique.



Plus de **20%** des porteurs de compression ont déjà acheté des chaussettes en GMS en coton biologique<sup>(8)</sup>



## ■ TAILLAGE

Circonférences et hauteurs en cm

### FEMME

Taille <sup>(1)</sup>	Cheville <sup>B</sup>	Standard	
		Mollet <sup>C</sup>	
XS	17 - 19	27 - 35	
S	19 - 22	30 - 38	
M	22 - 24	33 - 41	
L	24 - 26	37 - 45	
XL	26 - 29	40 - 48	

Hauteur <sup>(2)</sup>	½ jambe A-D	Pointure
Long	≥ 40	37/41

### HOMME

Taille <sup>(1)</sup>	Cheville <sup>B</sup>	Standard	
		Mollet <sup>C</sup>	
S	19 - 22	31 - 38	
M	22 - 24	34 - 41	
L	24 - 26	36 - 43	
XL	26 - 29	39 - 46	
XXL	29 - 32	42 - 49	

Hauteur <sup>(2)</sup>	½ jambe A-D	Pointure
Long	≥ 42	43/46



(1) A minima 55% de coton biologique dans l'ensemble références chaussettes homme et femme (2) 96% de satisfaction. Essai au porter interne réalisé par Sigvaris, auprès de 27 femmes et 24 hommes - décembre 2022 (3) 94% de satisfaction. Essai au porter interne réalisé par Sigvaris, auprès de 27 femmes et 24 hommes - décembre 2022 (4) Patch test sur 33 sujets ayant la peau sensible. Résultats : bonne tolérance cutanée - DERMSCAN - décembre 2022 (5) 100% de satisfaction. Essai au porter interne réalisé par Sigvaris, auprès de 27 femmes et 24 hommes - décembre 2022 (6) 100% de satisfaction. Essai au porter interne réalisé par Sigvaris, auprès de 27 femmes et 24 hommes - décembre 2022 (7) Rapport 2021 Textile/Exchange [https://textileexchange.org/app/uploads/2021/07/Textile-Exchange\\_Organic-Cotton-Market-Report\\_2021.pdf](https://textileexchange.org/app/uploads/2021/07/Textile-Exchange_Organic-Cotton-Market-Report_2021.pdf) (8) Etude du concept coton bio auprès de 488 répondants - Panel un pas léger - octobre 2021 Les chaussettes de compression médicale Sigvaris de classe de compression 2 sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement de base des maladies veineuses. Pour le bon usage, il convient d'enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Ces dispositifs sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur. Produits pris en charge, remboursement inscrit sur la base LPPR prévue à l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lisez attentivement la notice d'utilisation notamment pour les indications et contre-indications. 143621. Juin 2023 © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just-Saint-Rambert. Dynaven, Sigvaris, Sigvaris Group and their products are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.