

# DYNAVEN

TRANSPARENT  
COMPRESSION CLASSE 2

FABRIQUÉ EN FRANCE

Une gamme de compression fiable et fonctionnelle.




Facile à conseiller et délivrer.

## DYNAVEN, LA JUSTE RÉPONSE AUX BESOINS DES PATIENTS

- Fabrication 100% française, sur notre site de Saint-Just Saint-Rambert (Loire)
- N°1 du marché sans dépassement<sup>(1)</sup>
- Facile à conseiller et délivrer : une gamme courte qui permet de couvrir les principales attentes des patients
  - 2 gammes Femme et 1 gamme Homme
  - 3 modèles : chaussettes, bas auto-fixants et collant
  - Classes de compression 2 et 3 pour couvrir un maximum de pathologies
  - Pieds ouverts de série pour répondre aux particularités morphologiques et pathologiques du pied
- Facile à stocker : un excellent ratio couverture de taille / nombre de références standard permettant d'équiper une majorité de patients avec un nombre de références limité<sup>(2)</sup>
- Adapté aux EHPAD (Dynaven Semi-Opaque et Dynaven Homme):
  - Facile à enfiler<sup>(3)</sup> et résistant<sup>(4)</sup>
  - Taille Morpho Moins particulièrement adaptée aux patient qui souffrent de fonte musculaire



## ■ DESCRIPTION DE L'OFFRE

Packaging	Taille	Coloris	Modèle
	Du XS au XL Standard et Morpho Moins	Classe 2  Nouveauté : Coloris Beige foncé	

## POUR ENTREtenir vos produits



Lavez en machine, programme délicat à 30°



Séchez loin de toutes les sources de chaleur



N'utilisez pas d'assouplissant



## TAILLAGE

Circonférences et hauteurs en cm

### DYNAVEN TRANSPARENT

Taille	Cheville <b>B</b>	Standard	Morpho <b>☒</b>
		Mollet <b>C</b>	Mollet <b>C</b>
<b>Chaussettes</b>	<b>XS</b>	17 - 19	29 - 35
	<b>S</b>	19 - 22	32 - 38
	<b>M</b>	22 - 24	35 - 41
	<b>L</b>	24 - 26	38 - 44
	<b>XL</b>	26 - 29	41 - 47

Hauteur	½ jambe <b>A - D</b>	Pointure
Normal	≤ 40	36/40
Long	≥ 40	37/41

- C Mollet** : Prise de mesures à l'endroit le plus large.  
**B Cheville** : Prise de mesures 3 cm au-dessus de la malléole, sur la partie la plus fine.  
**A - D ½ jambe** : Du sol jusqu'à 2 doigts en dessous du genou.


### DYNAVEN TRANSPARENT

Taille	Cheville <b>B</b>	Standard				Morpho <b>☒</b>		
		Mollet <b>C</b>	Cuisse <b>M</b>	Hanches	Hanches confort	Mollet <b>C</b>	Cuisse <b>M</b>	
<b>Bas auto-fixants collant</b>	<b>XS*</b>	17 - 19	29 - 35	44 - 58	-	-	-	-
	<b>S</b>	19 - 22	32 - 38	47 - 61	≤ 105	100 - 130	26 - 32	40 - 47
	<b>M</b>	22 - 24	35 - 41	50 - 64	≤ 115	107 - 140	29 - 35	43 - 50
	<b>L</b>	24 - 26	38 - 44	53 - 68	≤ 125	114 - 150	32 - 38	46 - 53
	<b>XL</b>	26 - 29	41 - 47	55 - 70	≤ 125	121 - 150	35 - 41	48 - 55

Hauteur	Jambe <b>A - G</b>	Pointure
Normal	≤ 75	36/40
Long	≥ 75	37/41

- Hanches, M Cuisse, C Mollet** : Prise de mesures à l'endroit le plus large.  
**B Cheville** : Prise de mesures 3 cm au-dessus de la malléole, sur la partie la plus fine.  
**A - G Jambe** : Du sol à l'entrejambe.

\* Uniquement pour le modèle Bas auto-fixants.



## TAGS

Chaussettes, bas auto-fixants, contention, compression, Dynaven, retour veineux, jambes

(1) Données GERS en unités - CAM fin novembre 2023. (2) Chaussettes Femme : tailles standard du XS au XL = 10 références pour équiper 84% des morphologies / Chaussette Homme : tailles standard du S au XXL = 10 références pour équiper 92% des morphologies - corrélation tour de cheville / tour de mollet. Données IFTH 2012. (3) Facilité d'enfilage : Chaussette Femme Semi-Opaque facile à enfiler pour 100% des testeuses - 29 testeuses. Bas auto-fixant Femme Semi-Opaque facile à enfiler pour 100% des testeuses - 23 testeuses. Chaussette Homme facile à enfiler pour 94% des testeurs - 17 testeurs. Bas auto-fixant Homme facile à enfiler pour 100% des testeurs - 17 testeurs - Essais au porter internes réalisés par Sigvaris. Décembre 2022 (4) Note résistance chaussette Homme = 5/5 en pointe, talon et cheville - test d'usure martindale réalisé par Sigvaris. Note résistance chaussette Femme Semi-Opaque = 3/5 en cheville et 5/5 en pointe - test d'usure martindale réalisé par Sigvaris. Décembre 2022 Les chaussettes, bas et collants de compression médicale Dynaven sont des dispositifs médicaux de classe de risque I (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement de base des maladies veineuses et lymphatiques. Pour le bon usage, il convient d'enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée. Ces dispositifs sont des solutions thérapeutiques qui : pour les maladies veineuses, contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur. Pour les maladies lymphatiques, exercent une pression qui améliore le retour lymphatique, réduisant ainsi l'œdème. Produits pris en charge, remboursement inscrit sur la base LPPR prévue à l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lisez attentivement la notice d'utilisation notamment pour les indications et contre-indications. Décembre 2023 ©Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. Dynaven, SigvarisGroup and their products are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.