



Couvert Queens courbé Homecraft® : l'angle des couverts aide les personnes dont les mouvements du poignet sont limités à se nourrir seules. Le couteau a une lame incurvée à angle droit par rapport au manche et peut s'utiliser avec un mouvement de bascule.

Légers, les ustensiles Queens sont en acier inoxydable. Les manches compensés en plastique ABS sont cylindriques pour une bonne prise en main.



Déclinaisons :

Couteau | Fourchette pour droitier | Fourchette pour gaucher | Cuillère pour droitier | Cuillère pour gaucher | Petite cuillère pour enfants

- Passe au lave-vaisselle.
- Évitent la torsion du poignet.
- La lame du couteau est à angle droit avec le manche et fonctionne par un mouvement de bascule.
- La fourchette et la cuillère existent dans des modèles pour gaucher ou droitier.

Caractéristiques :

Références	081305879, 081305895, 081305887, 081305911, 081305903, 081305853
Best Seller	Oui
Diamètre	3 cm
Poids	45 g
Longueur manche	10 cm