

THERMOMETRE AURICULAIRE - TEMPO EAR PRO +



Ref. THE003

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE



10/07/2025 00:10:13 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

THERMOMETRE AURICULAIRE - TEMPO EAR PRO +



Ref. THE003

- Performance, hygiène et confort au service des professionnels de sante

Description

Le Tempo Ear Pro de Spengler est le thermometre auriculaire infrarouge pense pour les environnements medicaux exigeants. Rapide, fiable et hygienique, il facilite la prise de temperature au quotidien, que ce soit en cabinet, a l'hopital ou en clinique.

- Mesure ultra-rapide : moins de 3 secondes
- Sonde prechauffee a 36°C : confort patient
- Technologie infrarouge : fiable, meme en cas de mouvements
- Ejection des couvre-sondes : hygiène maximale sans contact
- Memoire des 30 dernieres mesures horodatees
- Mise en veille automatique apres 60 secondes
- Compteur de pouls de 60 s
- Cordon d'attache
- Rechargeable

Inclus avec le Tempo Ear Pro + :

- 1 thermometre auriculaire Tempo Ear Pro +
- 1 socle de rangement et chargement
- 20 couvre-sondes
- 1 cordon d'attache
- 1 notice d'utilisation
- Attestation d'etalonnage et de verification du thermometre avec numero de lot

Aussi disponible : Tempo EAR PRO sur piles a la place de la batterie rechargeable.

10/07/2025 00:10:13 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

THERMOMETRE AURICULAIRE - TEMPO EAR PRO +



Ref. THE003

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	6970392219448	Code douanier	9025199010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	5	Unite emballee / Hauteur (cm)	3
Unite emballee / Longueur (cm)	14	Unite emballee / Poids (kg)	nc
Unite nue / Poids (kg)	0.117		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	50
Humidite mini	15	Humidite maxi	93
AUTRES CARACTERISTIQUES			

10/07/2025 00:10:13 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr