


ÉLECTRODES actiTENS

Hypoallergéniques peau sensible

45x45mm



Les électrodes **actiTENS** hypoallergéniques sont réutilisables. Le nombre d'utilisations varie selon le type de peau, le climat, et les précautions prises pendant l'utilisation et le stockage. Il est néanmoins conseillé de changer vos électrodes toutes les deux semaines. Ce dispositif est destiné à être utilisé sur un seul patient.

Caractéristiques techniques :

Type : Peau sensible, auto-adhésive, réutilisable et à usage personnel.

Matière : Électrodes non tissées à base d'argent, de carbone et d'un hydrogel spécifique peau sensible

Nombre d'électrodes : 1 pack de 4 électrodes

Connecteur : Snap

Dimensions : Électrodes **actiTENS** hypoallergéniques peau sensible carrée 45mm x 45mm

Référence : BST11

LPPR : 6112705

