

ÉLECTRODES actiTENS 50x90mm



Les électrodes **actiTENS** sont réutilisables. Le nombre d'utilisations varie selon le type de peau, le climat, et les précautions prises pendant l'utilisation et le stockage. Elles ont été testées pour 30 à 50 collages/décollages. Il est néanmoins conseillé de changer vos électrodes toutes les deux semaines.

Caractéristiques techniques :

Type : Hypoallergénique, auto-adhésive, réutilisable et à usage personnel

Matière : Electrodes non tissées à base de carbone et d'hydrogel

Nombre d'électrodes : 1 pack de 4 électrodes

Connecteur : Snap

Dimensions : Electrodes standards **actiTENS** rectangulaires 50mm x 90mm

Référence : SMB1AC004

LPPR : 6112705

