

## Accessoire de fixation textile

### Brassard actiTENS taille XL



Brassard ajustable permettant le maintien de l'**actiTENS** sur les membres supérieurs ou inférieurs et autour du torse.

#### Caractéristiques techniques :

**Type** : Hypoallergénique, lavable en machine.

Taille XL : correspondant à une circonférence allant jusqu'à 130cm.

**Matière** : Tissu principal : Polyamide 58%, Polyester 30%, Elasthane 12% / Etiquette : Polyester 84%, Elasthane 14%, Polyamide 2% / Boucle et velcro : Polyamide

**Condition de lavage** : 40° en machine

**Référence** : SBM1AG302

