


ÉLECTRODE **multisite** actiTENS



L'électrode multisite **actiTENS** est réutilisable plusieurs fois. Le nombre d'utilisations varie selon le type de peau, le climat, et les précautions prises pendant l'utilisation et le stockage.

Caractéristiques techniques :

Type : Auto-adhésive, réutilisable et à usage personnel

Matière : Hydrogel biocompatible conducteur (matériau à haute teneur en polymère, glycérine, eau, sel), partie conductrice : carbone+ PE, matériau de base isolant : non tissé en fibre de PET, connecteur snap : acier inoxydable

Nombre d'électrodes : 1 pack de 2 électrodes multisite

Connecteur : Snap

Dimensions : 60×150 mm

Référence : SBM1AN001

LPPR : 6112705

