

Deux NOUVEAUX  
fauteuils avec  
NOUVEAUX  
DOSSIERS et COUSSINS  
JAY SYNCRA !



**Q700-UPM**


**Q700-UPF**

**SEDEO PRO ADVANCED UP**

COUCHÉE




RELAX



LIFTÉE



ASSISE



TRANSFERT



DEBOUT



## PERFORMANCES DES BASES MOTRICES

### BASE 6 ROUES MOTRICES CENTRALES - Q700 M

- Rayon de giration réduit, meilleure performance intérieure
- Conduite intuitive, tourne sur lui-même
- Technologie anti-pitch, limite l'effet de tangage
- Traction optimale, poids sur les roues motrices

### BASE 4 ROUES, TRACTION - Q700 F

- Grande maniabilité, encombrement faible
- Stabilité optimale
- Traction augmentée, centre de gravité sur les roues motr
- Confort de conduite, suspensions indépendantes

## BÉNÉFICES CLEFS DE LA VERTICALISATION

- Soulage de manière régulière la pression, réduit les risques d'escarre
- Bénéfices psycho-sociaux
- Améliore l'amplitude des mouvements, réduit le risque de contracture
- Favorise les fonctions des organes vitaux
- Améliore la santé des os ...

## COUSSIN & DOSSIER SYNCRA

Exclusivement conçu pour SEDEO® PRO ADVANCED

### COUSSIN SYNCRA

- S'adapte aux mouvements du bassin lors de l'inclinaison
- Gouttière fémorale profonde
- Insert mousse visco ou insert fluide JAY avec technologie JAY Cryo



### DOSSIER SYNCRA

- Réglage indépendant: largeur et hauteur
- Bord inférieur échancré: meilleure posture pendant l'inclinaison
- Housse esthétique et confortable



## SYSTÈME D'ASSISE SEDEO PRO ADVANCED UP



## DONNÉES TECHNIQUES

CE  
Crash test selon ISO 7176-19

	Q700-UP M   Q700-UP F
Poids max. Utilisateur	120 kg
Largeur d'assise réglable	400 - 500 mm
Profondeur d'assise réglable	400 - 540 mm
Hauteur d'assise	450 - 480 mm
Inclinaison de dossier	85° - 175°
Bascule d'assise arrière	0° - 20°
Motorisation	6 km/h   8 km/h   10 km/h
Franchissement	75 mm (Q700-UP M)   70 mm (Q700-UP F)
Batteries	60 Ah   80 Ah
Autonomie (ISO7176-4)	40 km

«Les photos figurant sur la présente brochure et sur les autres documents commerciaux de la société SUNRISE MEDICAL ne constituent en aucun cas un descriptif technique précis des fonctionnalités du produit concerné. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et ses conditions d'utilisation, reportez-vous à la fiche technique ou au manuel d'utilisation.»



www.SunriseMedical.fr



Sunrise Medical SAS  
ZAC de la Vrillonnerie  
17 Rue Michaël Faraday  
37170 Chambray-Lès-Tours  
Tél : 02 47 55 44 00  
E-Mail: info@sunrisemedical.fr