

## Manche en acier inoxydable "MDR" Swann-Morton



N° / Référence - embout étroit type 3	
M3IGMDR de 12 cm Réf. 0933	M3LIMDR de 21 cm Réf. 0913
M7IMDR de 16 cm Réf. 0907	M9IMDR de 11,5 cm Réf. 0909

N° / Référence - embout large type 4	
M4IGMDR de 13 cm Réf. 0934	M4LIMDR de 21 cm Réf. 0914

Produit	Manche en acier inoxydable
Unité de vente	Un manche - emballé dans un sachet individuel sous cellophane
Conditionnement usine	Boite de 10 unités
Stérilisation	Produit non stérile
Matériau	Manche en acier inoxydable 17-4ph
Composition emballage	Sachet individuel
Compatibilité	<p>Manche à embout étroit type 3 :</p> <p>Taille de lame adaptée en gamme Standards : n°6 à 16</p> <p>Taille de lame adaptée en gamme Spéciales : n°40 – E/11 – lame LSTC – lame SG3</p> <p>Manche à embout étroit type 4 :</p> <p>Taille de lame adaptée en gamme Standards : n°18 à 27</p> <p>Taille de lame adaptée en gamme Spéciales : n°36</p>
Maintenance	<p>Finition microbillée afin d'éliminer les aspérités et d'optimiser la decontamination.</p> <p>Les manches résistent à la stérilisation à l'autoclave à 134°C pendant 30 mn.</p> <p>Ils sont lavables en machines standard ou à ultrasons, trempables dans un bain décontaminant, résistants à un bain de soude à 20°C pendant 1 heure, stérilisables en chaleur sèche ou humide. Au lavage, à disposer avec l'embout en l'air pour éviter d'abîmer la zone de fixation de la lame.</p>
Directive	Classe Ir - Directive MDR 2017/745 - Certificat (EU) MDR 721051 R000 - Conformité EU
Normes	Marquage CE2797 - Produit fabriqué par l'usine Swann-MortonLtd à Sheffield - Représentant EU habilité : Emergo Europe
Marquage	<p>Etiquetage : code GS1 conforme à l'UDI en 2017 enregistré sous le numéro 503395500004</p> <p>QR code au format Datamatrix avec référence, N° de lot et date de péremption.</p> <p>Gravures : Swann-Morton, numéro du manche suivi d'un code de fabrication à 3 ou 4 chiffres selon le modèle court ou long : <i>exemple : modèle court 3204 / modèle long 819</i></p> <p>Le premier chiffre «3» ou «8» correspond au Nème cycle de fabrication de l'année (interne usine)</p> <p>Les deux chiffres suivants «20» ou «19» correspond à l'année de fabrication : ici 2020 ou 2019</p> <p>Le dernier chiffre si il y a, «4» correspond au uméro de la machine de fabrication de l'usine</p>
Conservation	Environnement propre et sec
Péremption	10 ans à partir de la date de fabrication, indiquée sur les emballages
Elimination	Le produit doit être éliminé dans un conteneur adapté et/ou par incinération.
Contact	Swann-Morton/Sinner - ZA du Verdalaï - 13790 Peynier - 04 42 29 08 08 - services@swann-morton-sinner.com

## CONDITIONNEMENT DU PRODUIT

**Manche en acier inoxydable conforme à la « MDR »**

### 1 -Produit



### 2-Emballage primaire : individuel pour chaque produit



Coordonnées fabricant

Acier Inoxydable

REF Référence produit

LOT numéro de lot

🕒 date de péremption

pour les recommandations de nettoyage et de retraitement, reportez-vous à notre site web

### 3-Emballage secondaire - boîte de 10



## Classification et codes produits

CODE USINE	REF ARTICLE	DESIGNATION	Classe	Dispositifs Médicaux	Marquage CE	CODE GMDN	CODE CLADIMED	NOMENCLATURE DOUANIERE	CODE UDI
0933	M3MDR	MANCHE court n°3 standard gradué MDR	Ir	DM	CE2797	12235	-	90189084	5033955009335
0934	M4MDR	MANCHE court n°4 standard gradué MDR	Ir	DM	CE2797	12235	-	90189084	5033955009342
0907	M7IMDR	MANCHE n°7 MDR	Ir	DM	CE2797	12235	-	90189084	5033955009076
0909	M9IMDR	MANCHE n°9 MDR	Ir	DM	CE2797	12235	-	90189084	5033955009090
0913	M3LIMDR	MANCHE long n°3 standard MDR	Ir	DM	CE2797	12235	-	90189084	5033955009137
0914	M4LIMDR	MANCHE long n°4 standard MDR	Ir	DM	CE2797	12235	-	90189084	5033955009144